



Q2ROLLER®

Lateral Turning Device

Brukerhåndbok









Besøk www.HoverMatt.com for andre språk

INNHOLDSFORTEGNELSE

Symbolreferanse.....	2
Tiltent bruk og forholdsregler.....	3
Identifikasjon av deler – Q2Roller.....	3
Identifikasjon av deler – Air Supply.....	3
Tastaturfunksjoner for Air Supply.....	4
Bruksanvisning.....	4
Produktspesifikasjoner/nødvendig tilbehør.....	5
Rengjøring og vedlikehold.....	6
Returer og reparasjoner.....	7

Symbolreferanse

	CE-SAMSVARSMERKING		LATEKSFRI
	UK-SAMSVARSMERKING		VARENUMMER
	AUTORISERT REPRESENTANT		PRODUSENT
	Ansvarlig person i Storbritannia		PRODUKSJONSDATO
	AUTORISERT REPRESENTANT i Sveits		MEDISINSK APPARAT
	FORSIKTIG / ADVARSEL		ENKELTPASIENT – FLERBRUK
	IMPORTØR		Må ikke vaskes
	AVHENDING		UNIK UTSTYRS-ID
	BRUKSANVISNING		PASIENTENS VEKTGRENSE
	BRUK TO PLEIERE		
	LÅS ALLE HJUL		

Tiltenkt bruk og forholdsregler

BRUKSANVISNING

- Pasienter som ikke er i stand til å snu seg over på siden.
- Pasienter som må snus med Q2 for å avlaste trykk.
- Brukes til posisjonering etter at mageleie er inntatt, i stedet for posisjonering med puter, skum eller gelputer.
- Hjelper pasienter å sitte på sengekanten.

KONTRAINDIKASJONER

Pasienter som har torakal, cervikal eller lumbal fraktur som betraktes som ustabil.

TILTENKTE PLEIOMRÅDER

Sykehus, langsiktig eller utvidet pleie på institusjon.

FORHOLDSREGLER

- Kontroller at Q2Roller dekker pasientens behov og bruk klinisk skjønn før bruk av Q2Roller.
- Det anbefales at Q2Roller betjenes av minst to pleiere. Én pleier kan imidlertid betjene Q2Roller alene hvis sengehestene er hevet.
- Sørg for at ventilene ikke er i kontakt med pasienten mens han/hun er på Q2Roller.
- Produktet er ment for engangsbruk og skal bare brukes av opplært personell.

- Bruk bare tilbehør og/eller ekstrastyr som er godkjent av HoverTech.
- Bruk Q2Roller i henhold til instruksjonene.
- Kontroller at pasienten er sentrert på Q2Roller før oppblåsing ved å bruke midtlinjeangivelsen på Q2Roller.
- Pleierne må passe på pasienten og sørge for at han/hun er stabilisert når Q2Roller blåses opp, tømmes for luft eller når den er blåst opp til en vinkel på over 30 grader.
- Kan ikke vaskes i maskin.
- Se produktspesifikke bruksanvisninger for flere bruksinstruksjoner.



Skal bare brukes med den justerbare luftforsyningsknappen for HT-AIR Air Supply.


FORHOLDSREGLER – HOVERTECH AIR SUPPLY

- Legg strømledningen slik at den ikke utgjør noen fare.
- Luftinntakene på Air Supply må ikke blokkeres.
- Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet i denne håndboken.




Unngå elektrisk støt. Air Supply må ikke åpnes.

Identifikasjon av deler – Q2Roller




Identifikasjon av deler – HT-Air® Air Supply



ADVARSEL: HT-Air er ikke kompatibel med likestrømsforsyninger.
HT-Air kan ikke brukes med Hoverjack-batterivognen.

Tastaturfunksjoner for HT-Air®



Tastefunksjonen ADJUSTABLE har fire forskjellige innstillinger. Hvert trykk på knappen øker lufttrykket og oppblåsningshastigheten. Den grønne blinkende LED-lampen indikerer oppblåsningshastigheten med antall blink (f.eks. tilsvarer to blink den andre oppblåsningshastigheten).



STANDBY: Brukes for å stoppe oppblåsing/luftstrøm (gul LED-lampe indikerer STANDBY-modus).

Bruksanvisning

Slik vender du en pasient sideveis:

1. Sjekk at de røde tømmeventilene er godt lukket før du begynner å blåse opp enheten.
2. Plasser Q2Roller på sengemadrassen, og midtstill den ved hjelp av midtlinjeangivelsen.
3. Brett festestykket på Q2Roller inn under sengemadrassen for å holde den på plass under bruk.
4. Sentrer en absorberende pute på toppen av Q2Roller (hvis pasienten allerede ligger på madrassen, plasserer du enheten og puten under pasienten ved hjelp av rulleknikk).
5. Sentrert pasienten på enheten og sørg for at alle sengeskinnene er oppe, eller følg institusjonens protokoll.
6. Finn oppblåsningsventilen på MOTSAIT side av den siden pasienten skal snus mot, og plasser slangen til Air Supply over ventilen. Trykk på ADJUSTABLE-knappen på kontrollpanelet til HT-Air for å starte luftstrømmen. Trykk om nødvendig på denne knappen opptil tre ganger til for å øke luftstrømmen og oppblåsningshastigheten.
7. Når pasienten er snudd, fjernes slangen fra ventilen. Trykk på STANDBY-knappen på kontrollpanelet til Air Supply for å stoppe luftstrømmen. Kammeret trenger kanskje ikke å blåses helt opp for å oppnå ønsket posisjon.
8. Ta den røde hetten av tømmeventilen for å tømme Q2Roller raskt. Trykk på midten av den svarte oppblåsningsventilen for å slippe ut luften eller justere kammeret langsomt.

For bruk som posisjoningsenhet etter mageleie:

1. Følg trinn 1–4 over.
2. Klargjør pasienten for mageleie.
3. Legg pasienten i mageleie på Q2Roller og sørg for at pasienten er sentrert.
4. Blås opp og juster kamrene for å avlaste trykket helt og plassere pasienten i riktig mageleie i henhold til institusjonens protokoll.



Ikke bruk Q2Roller til å legge pasienten i mageleie. Bruk andre tiltak for å legge pasienten i mageleie – enheten er kun for posisjonering etter mageleie.

For å sette pasienten opp på sengekanten:

Utføres av minst to pleiere. Foreta en klinisk vurdering for å fastslå om pasienten er i stand til og klar til å sitte på sengekanten.

1. Følg trinn 1–4 for å snu en pasient sideveis.
2. Det må være én pleier på hver side av pasienten. Blås helt opp kammeret på motsatt side av den siden der pasienten skal sitte, slik at pasienten kan vendes helt rundt. Bøy pasientens knær for komfort.
3. Hev sengens hodeende så høyt den går, og senk sengen ned på gulvet slik at pasientens føtter berører gulvet når han/hun sitter på sengekanten. Begge pleierne kan nå hjelpe pasienten på samme side, siden det oppblåste kammeret støtter pasientens rygg.
4. Én pleier hjelper til med å skyve pasientens ben til siden av sengen, mens den andre blåser det tomme kammeret helt opp og passer på at pasienten ikke glir ned fra sengekanten.
5. Stabiliser pasienten og åpne deretter tømmeventilen når kammeret er helt oppblåst og pasienten sitter oppreist. Pass på at pasienten fortsatt sitter oppreist når kammeret tømmes. Pleieren ved bena fortsetter å styre bena mot sengekanten etter hvert som kammeret tømmes helt for luft. Stabiliser pasienten.

Produktspesifikasjon/nødvendig tilbehør

Q2ROLLER® LATERAL TURNING DEVICE

Materiale:	Polyuretan (laminert, ikke-vevd), nylon (ikke-vevd)
Konstruksjon:	RF-sveiset
Bredde:	Kamre: 118 cm (46,5") (kombinert bredde for kamre) Festestykke: 183 cm (72")
Lengde:	Kamre: 113 cm (44,5") Festestykke: 112 cm (44")

HoverCover Half Size

Materiale:	Ikke-vevd, pustende PE
Konstruksjon:	Termisk liming
Bredde:	40" (101cm)
Lengde:	40" (101cm)

Modellnummer: HTR-CHX-KASSE (50 i hver)

Modellnummer: HTR-200



GRENSE 600 LB / 272KG



Til bruk på én pasient



Lateksfri

NØDVENDIG TILBEHØR:

Modellnummer: HTAIR1200 (Nord-amerikansk versjon) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

Modellnummer: HTAIR2300 (Europeisk versjon) – 230 V~, 50 Hz, 6 A

Modellnummer: HTAIR1000 (Japansk versjon) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A

Modellnummer: HTAIR2356 (Koreansk versjon) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A

Rengjøring og vedlikehold

RENGJØRING

Q 2Roller er en enhet for til bruk på én pasient. Hvis den blir skitten, skal den desinfiseres ved å tørke av hele enheten med et bakteriedrepende rengjøringsmiddel (fenolbasert desinfeksjonsmiddel, kvaternær oppløsning eller et annet middels kraftig desinfeksjonsmiddel, i henhold til institusjonens prosedyrer). Følg produsentens anbefalte virketid og bruksanvisning for best mulig resultat. Påfør bakteriedrepende rengjøringsmiddel direkte på vanskelig tilgjengelige områder. La lufttørke. Kan ikke vaskes i maskin.

INFEKSJONSKONTROLL

HoverCover Half Size anbefales for å dekke til Q2Roller slik at den ikke blir tilsmusset (kan kjøpes separat). Andre ting, som puter eller sengetøy, kan også legges på Q2Roller for å holde den ren.

Hvis Q2Roller brukes til en pasient på en isolasjonsavdeling, skal sykehuset bruke de samme protokollene/prosedyrene som de bruker for sengemadrassen og/eller sengetøyet i det aktuelle pasientrommet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV AIR SUPPLY

Se bruksanvisningen for lufttilførselen som en referanse.

MERK: KONTROLLER DINE LOKALE/STATLIGE/FØDERALE/INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FØR AVHENDING.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Før bruk skal Q2Roller inspiseres visuelt for å sjekke at det ikke finnes synlige skader som kan gjøre Q2Roller ubrukelig.

Q2Roller skal inspiseres regelmessig for å sikre at:

- Alle oppblåsningsventiler er selvtettende og uten tegn på lekkasje
- Det ikke er noen hull eller rifter i Q2Roller

Hvis det oppdages skade som kan føre til at Q2Roller ikke fungerer som den skal, skal Q2Roller kasseres.

Returer og reparasjoner

Alle produkter som returneres til HoverTech må ha et RGA-nummer (Returned Goods Authorization) utstedt av selskapet. Ring (800) 471-2776 og spør etter et medlem av RGA-temaet, som vil utstede et RGA-nummer. Produkter som returneres uten et RGA-nummer vil medføre lengre reparasjonstid.

Returnerte produkter sendes til:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Europeiske selskaper kan sende returnerte produkter til:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sweden

Besøk nettstedet vårt for produktgarantier:
<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Disse produktene samsvarer med standardene for produkter i klasse 1 av forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

Ved uønskede hendelser knyttet til enheten må hendelsen rapporteres til vår autoriserte representant. Vår autoriserte representant videresender informasjon til produsenten.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Faks 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com