



SITASSIST™ PRO

Dispositivo de posicionamiento

Manual de Usuario

MD

CE

Visite www.HoverMatt.com para otros idiomas

TABLA DE CONTENIDO

Referencia de símbolos	2
Uso previsto y precauciones.....	3
Identificación de pieza – dispositivo de posicionamiento SitAssist™ Pro.....	4
Identificación de pieza - Suministro de Aire HT-Air®.....	4
Funciones del teclado de suministro de aire HT-Air®	4
Instrucciones de uso	5
Especificaciones del producto/accesorios necesarios.....	6
Limpieza y Mantenimiento Preventivo	6
Devoluciones y Reparaciones.....	7

Referencia de símbolos

	MARCADO DE CONFORMIDAD EC		SIN LÁTEX
	MARCADO DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO		FABRICANTE
	REPRESENTANTE AUTORIZADO		FECHA DE FABRICACIÓN
	PERSONA RESPONSABLE EN EL REINO UNIDO		DISPOSITIVO MÉDICO
	REPRESENTANTE AUTORIZADO SUIZA		NÚMERO DE MODELO
	PRECAUCIÓN / ADVERTENCIA		NÚMERO DE SERIE
	LIMPIEZA MANUAL		NO LAVAR
	ELIMINACIÓN		IDENTIFICADOR ÚNICO DEL DISPOSITIVO
	IMPORTADOR		LÍMITE DE PESO DE PACIENTE
	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		

Uso previsto y precauciones

USO PREVISTO

El dispositivo de posicionamiento SitAssist™ Pro se utiliza para levantar neumáticamente la parte superior del cuerpo de un paciente desde una posición supina hasta una posición sentada erguida sin esfuerzo manual. El dispositivo también se puede utilizar para tumbar de forma controlable a un paciente desde una posición sentada vertical hasta una posición supina sin esfuerzo manual. El dispositivo está destinado a pacientes que necesitan asistencia media a moderada.

INDICACIONES DE USO

El SitAssist Pro radiotransparente y compatible con resonancia magnética se puede utilizar en pacientes que requieren ayuda para lograr una posición completamente sentada, reclinada y/o supina.

CONTRAINDICACIONES

Los pacientes que están experimentando fracturas torácicas, cervicales o lumbares que se consideran inestables no deben usar el HoverMatt a menos que su centro haya tomado una decisión clínica.

CONFIGURACIONES DE ATENCIÓN PREVISTAS

Hospitales, centros de atención a largo plazo/extendido, centros de diagnóstico.

Uso de radiología (imágenes), que incluye, entre otros, rayos X, resonancia magnética, tomografía computarizada, fluoroscopia y ultrasonido.

PRECAUCIONES – SITASSIST PRO

- Asegúrese de que SitAssist Pro satisfaga las necesidades del paciente antes de usarlo.
Un profesional médico calificado debe realizar una evaluación clínica antes de colocar a los pacientes utilizando SitAssist Pro.
- Asegúrese de que el paciente esté centrado en el SitAssist Pro antes de inflarlo o desinflarlo.
- Apoye siempre la cabeza del paciente cuando esté sentado o acostado.
- Los cuidadores deben asegurarse de que el paciente sea atendido y estabilizado mientras esté en SitAssist Pro.
- Es posible que sea necesario más de un cuidador al operar el SitAssist Pro.
- El producto debe ser usado sólo por personal entrenado.
- Utilice únicamente acoples y/o accesorios autorizados por HoverTech.
- Es posible que el dispositivo necesite periódicamente aire adicional para mantener el inflado completo.
- Un cuidador siempre debe atender al paciente mientras el dispositivo está inflado.



Para "pacientes totalmente dependientes", además del cuidador que gestiona el SitAssist Pro y el suministro de aire, se requiere un cuidador dedicado para ayudar al paciente.

PRECAUCIONES - SUMINISTRO DE AIRE HTAIR DE HOVERTECH

- No debe usarse en presencia de anestésicos inflamables, en una cámara hiperbárica o en una tienda de oxígeno.
- Enrolle el cable de alimentación de manera que no haya peligro.
- Evite bloquear las entradas de aire del suministro de aire.
- Utilice este producto sólo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Utilice el protocolo clínico de su centro al transferir a un paciente dentro o fuera de la mesa.
- Cuando se utiliza el SitAssist Pro en el entorno MRI, se requiere una manguera especial de MRI de 25 pies (disponible para compra).



Evite descargas eléctricas. No abra el suministro de aire.




Consulte los manuales de usuario específicos del producto para obtener instrucciones de uso.




Para usar con el HoverTech HT-AIR. No utilice Air200G o Air400G.

Identificación de piezas – Dispositivo de posicionamiento SitAssist™ Pro




Identificación de pieza - Suministro de Aire HT-Air®



ADVERTENCIA: El HT-Air no es compatible con las fuentes de alimentación de CC.
El HT-Air no debe usarse con el carrito de batería HoverJack.

Funciones del teclado HT-Air®



La función del teclado AJUSTABLE tiene cuatro configuraciones diferentes. Cada pulsación del botón aumenta la presión del aire y la velocidad de inflado. El LED verde intermitente indicará la velocidad de inflado por el número de parpadeos (es decir, dos parpadeos equivalen a la segunda velocidad de inflado).



EN ESPERA: Se utiliza para detener el flujo de aire/inflación (el LED ámbar indica el modo EN ESPERA).


Instrucciones de Uso

Acostar al paciente:


1. Centre el SitAssist Pro en la superficie con el lado del logotipo hacia arriba. Confirme que ambas válvulas de desinflado estén cerradas.



2. Usando el suministro de aire HT-AIR, inserte la boquilla de la manguera en una de las dos válvulas de inflado ubicadas cerca de la cadera del paciente a los lados del dispositivo. Coloque el broche para asegurar la manguera al dispositivo.



3. Presione el botón HoverMatt de 34" para inflar el dispositivo.




4. Cuando el dispositivo esté completamente inflado, presione el botón STANDBY para detener el flujo de aire. Retire la manguera si es necesario.



5. Centre al paciente en el SitAssist Pro utilizando la línea de centrado y alinee las caderas del paciente con el borde del dispositivo utilizando la línea de colocación de la cadera.



6. Desinfe el SitAssist Pro (consulte las opciones de desinflado a continuación) para bajar al paciente desde la posición sentada a la posición supina, sosteniendo la cabeza del paciente durante el desinflado.



7. Para el desinflado:

a) Abra la válvula de desinflado transparente y presione la trampilla interior. El dispositivo se desinflará gradual y lentamente.

b) Para un desinflado rápido, abra la tapa roja de la válvula de desinflado rápido. El dispositivo se desinflará rápidamente.




Paciente sentado erguido:

NOTA: Si el paciente ya está sobre una superficie, utilice una técnica de balanceo para colocar el dispositivo debajo del paciente. Asegúrese de que el delantal de seguridad esté extendido y plano debajo del paciente.

1. Centre el SitAssist Pro en la superficie con el logotipo hacia arriba. Confirme que ambas válvulas de desinflado estén cerradas.




2. Centre al paciente en SitAssist Pro utilizando la línea de centrado y alinee las caderas del paciente con el borde inferior del dispositivo utilizando la línea de colocación de la cadera.




3. Para garantizar que el dispositivo desinflado no interfiera con el equipo médico durante los procedimientos, doble las alas hacia adentro, hacia el paciente, y asegure al paciente a la mesa con una correa de seguridad estándar para pacientes, si es necesario.


4. Después de obtener imágenes, utilizando un suministro de aire HT-AIR, inserte la boquilla de la manguera en una de las dos válvulas de inflado ubicadas cerca de la cadera del paciente. Coloque el broche para asegurar la manguera al dispositivo.



5. Presione el botón AJUSTABLE en el suministro de aire hasta cuatro veces para inflar gradualmente el dispositivo. Asegurándose de que el paciente esté centrado, infle completamente presionando el botón HoverMatt de 34". Sostenga la cabeza del paciente mientras éste se mueve hasta sentarse.



6. Cuando el dispositivo esté completamente inflado, presione el botón STANDBY para detener el flujo de aire. Retire la manguera.



7. Para desinflar el dispositivo después de retirar al paciente, abra la tapa roja de la válvula de desinflado rápido.

Especificaciones del producto/accesorios necesarios

DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO SITASSIS PRO

Material:	Lona de nailon 210D: Éter transparente de 0,13 mm; TPU doble laminado
Construcción:	Soldado por RF
Ancho:	48" (121 cm)
Longitud:	53,5" (136 cm) con delantal

ACCESORIOS REQUERIDOS: SUMINISTRO DE AIRE

Modelo #: HTAIR1200 (versión norteamericana) - 120V~, 60Hz, 10A
Modelo #: HTAIR2300 (versión europea) - 230VCA, 50 Hz, 6A

ACCESORIO ADICIONAL: MANGUERA PARA MRI DE 25'

Modelo #: HTA-MRI (cada uno) - para HT-AIR

Modelo #: SAP-200



Límite: 600 LBS/272 KG

Limpieza y Mantenimiento Preventivo

Entre el uso de pacientes, el SitAssist Pro de evacuación debe limpiarse con una solución de limpieza utilizada por su hospital para la desinfección de equipos médicos. También se puede utilizar una solución de blanqueador 10:1 (10 partes de agua: una parte de cloro) o toallitas desinfectantes. Es importante seguir las instrucciones de uso del fabricante de la solución de limpieza, incluyendo tiempo de permanencia y saturación.

NOTA: La limpieza con solución blanqueadora puede decolorar el tejido.



No lave el SitAssist Pro.

CONTROL DE INFECCIONES

Se puede colocar una sábana encima del SitAssist Pro para ayudar a mantenerlo limpio.

Si el SitAssist Pro se utiliza en un paciente en aislamiento, el hospital debe emplear los mismos protocolos/procedimientos que utiliza para el colchón de cama y/o para ropa de cama en la habitación de dicho paciente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Antes de su uso, se debe realizar una inspección visual en el SitAssist Pro para asegurarse de que no haya daños visibles que hagan que el SitAssist Pro sea inutilizable.

el SitAssist Pro debe ser inspeccionado periódicamente para asegurar lo siguiente:

- No debe haber roturas ni agujeros que impidan que el SitAssist Pro se infle.
- Las tapas de las válvulas de desinflado lento y rápido están sujetas mediante correas y son seguras.
- Los broches de la válvula de inflado están en buen estado.

Si se encuentra algún daño que haga que el SitAssist Pro no funcione como está previsto, se debe interrumpir el uso del SitAssist Pro y devolverlo a HoverTech para su reparación.



Cuando un producto llega al final de su vida útil, debe separarse por tipo de material para que las piezas puedan reciclarse o desecharse adecuadamente de acuerdo con los requisitos locales.

Transporte y almacenamiento

Este producto no requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Devoluciones y reparaciones

Todos los productos devueltos a HoverTech deben tener un número de autorización de devolución de bienes (RGA) emitido por la compañía. Llame al (800) 471-2776 y pida que un miembro del equipo RGA le emita un número RGA. Cualquier producto devuelto sin un número RGA causará un retraso en el tiempo de reparación.

Los productos devueltos deben enviarse a:

HoverTech
Atte: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Para empresas europeas, envíe los productos devueltos a:



Atn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Suecia

Para garantías de productos, visite nuestro sitio web:
<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Estos productos cumplen con los estándares aplicables a productos de Clase 1 en el Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, PAÍSES BAJOS.


www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

En caso de un evento adverso en relación con el dispositivo, los incidentes deben ser informados a nuestro representante autorizado. Nuestro representante autorizado enviará información al fabricante.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com