



HOVERMATT®

PROS™ Air Sling

Sistema de descarga y reposicionamiento del paciente

Manual de Usua-



Visite www.HoverMatt.com para otros idiomas

TABLA DE CONTENIDO

Referencia de símbolos	2
Uso previsto y precauciones	3
Id de pieza - HoverMatt® PROS Air Sling	4
Especificaciones del producto/accesorios necesarios....	4
Identificación de pieza - Suministro de Aire HT-Air®	5
Funciones del teclado HT-Air®	5
Suministros de aire Air200G/Air400G	5
Instrucciones de uso	6-11
Limpieza y Mantenimiento Preventivo	11
Devoluciones y reparaciones	12

Referencia de símbolos

	MARCADO DE CONFORMIDAD EC		SIN LÁTEX
	MARCADO DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO		BARRA DE SUSPENSIÓN DE ESTILO LAZO
	REPRESENTANTE AUTORIZADO		NÚMERO DE LOTE
	PERSONA RESPONSABLE EN EL REINO UNIDO		FABRICANTE
	REPRESENTANTE AUTORIZADO SUIZA		FECHA DE FABRICACIÓN
	PRECAUCIÓN / ADVERTENCIA		DISPOSITIVO MÉDICO
	ACOPLE LA CORREA DE CONEXIÓN		NÚMERO DE MODELO
	ELIMINACIÓN		PACIENTE ÚNICO - USO MÚLTIPLE
	EXTREMO DE PIE		NO LAVAR
	IMPORTADOR		IDENTIFICADOR ÚNICO DEL DISPOSITIVO
	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		LÍMITE DE PESO DE PACIENTE

Uso previsto y precauciones

USO PREVISTO

El HoverMatt® PROS™ (sistema de descarga y reposicionamiento del paciente) Air Sling se utiliza para ayudar a los cuidadores con el posicionamiento del paciente (incluido el impulso y el giro), los levantamientos verticales, las transferencias laterales y la pronación utilizando aire y/o elevadores móviles o de techo. Al proporcionar alivio de la presión de las prominencias óseas para ayudar con Q2, reducir el cizallamiento y la fricción al reposicionar y mejorar la gestión del microclima, el sistema proporciona una solución para girar y reposicionar a los pacientes de forma segura y al mismo tiempo reducir el esfuerzo del cuidador.

El suministro de aire HoverTech infla el PROS Air Sling para amortiguar y acunar al paciente, mientras que el aire escapa simultáneamente de los agujeros en la parte inferior, reduciendo la fuerza necesaria para mover al paciente en un 80-90%.

INDICACIONES

- Pacientes que no pueden ayudar en su propio reposicionamiento (incluidos giros e impulsos) y transferencias laterales.
- Pacientes que necesitan giro Q2 para descargar presión.
- Pacientes que no pueden trasladarse a una silla.
- Pacientes que necesitan ser colocados en decúbito prono.
- Pacientes cuyo peso o circunferencia plantea un potencial riesgo para la salud de los cuidadores responsables de reposicionar o transferir a dichos pacientes

CONTRAINDICACIONES

- No lo utilice con pacientes que superen el límite de peso de 600 libras para levantar o 1200 libras para asistencia con aire.
- No usar con pacientes que experimenten fracturas torácicas, cervicales o lumbares que se consideren inestables a menos que su centro haya tomado una decisión clínica.

CONFIGURACIONES DE ATENCIÓN PREVISTAS

- Hospitales, centros de cuidado prolongado o extendido.

PRECAUCIONES – PROS AIR SLING

- Los cuidadores deben verificar que todos los frenos hayan sido enganchados antes de la transferencia.
- Use un mínimo de dos cuidadores durante las transferencias laterales de pacientes.
- Para las tareas de posicionamiento en la cama, es posible que sea necesario utilizar más de un cuidador. Los rieles laterales deben levantarse con un cuidador.
- Nunca deje al paciente desatendido en un dispositivo inflado.
- Utilice este producto sólo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Utilice únicamente acoples y/o accesorios autorizados por HoverTech.
- Al transferir o posicionar en una cama de baja pérdida de aire, coloque el flujo de aire del colchón de cama al nivel más alto para una superficie de transferencia firme.



Si hay alguna indicación de daño, retire de servicio y descarte el PROS Air

PRECAUCIONES – PARA USO COMO CABESTRILLO

- Para la pronación, vea el video de capacitación de HoverTech en www.HoverMatt.com.
- El PROS Air Sling sólo debe ser utilizado por personal capacitado.
- Se debe realizar una evaluación clínica antes de levantar pacientes con el PROS Air Sling.
- Asegúrese de que el PROS Air Sling no esté conectado a ningún objeto que no sea la barra de suspensión de estilo lazo.
- Al conectar a la barra de suspensión estilo bucle, asegúrese de que los colores de los bucles de la correa coincidan en el lado izquierdo y derecho del paciente.
- Una vez que las correas de soporte estén completamente extendidas, asegúrese de que estén correctamente conectadas a la barra de suspensión antes de que el paciente sea elevado.
- Para elevaciones sentadas, asegúrese de que el paciente esté sentado de forma segura en el PROS Air Sling antes de transferir o elevar.
- Nunca levante a un paciente más alto de lo necesario para completar la elevación/transferencia.
- Nunca deje al paciente desatendido mientras utiliza el PROS Air Sling para levantarlo.
- Utilice el PROS Air Sling de acuerdo con las instrucciones del elevador y del PROS Air Sling.
- Si el límite de peso difiere entre el elevador del paciente, la barra de suspensión y el PROS Air Sling, se aplica el límite de peso más bajo.



Los rieles laterales deben levantarse con un cuidador.



Para uso únicamente con barra de suspensión estilo bucle.

PRECAUCIONES - SUMINISTRO DE AIRE

- No debe usarse en presencia de anestésicos inflamables o en una cámara hiperbárica o en una tienda de oxígeno.
- Enrolle el cable de alimentación de manera que no haya peligro.
- Evite bloquear las entradas de aire del suministro de aire.
- Cuando se utiliza el PROS Air Sling en el entorno MRI, se requiere una manguera especial de MRI de 25 pies (disponible para compra).



Evite descargas eléctricas. No abra el suministro de aire.




Consulte los manuales de usuario específicos del producto para obtener instrucciones de uso.



En el Quirófano - para evitar que el paciente resbale, siempre desinfla el PROS Air Sling y asegure al paciente y el PROS a la mesa del quirófano antes de mover la mesa a una posición en ángulo.

HOVERMATT® Manual del usuario del PROS™ Air Sling

Identificación de piezas – PROS Air Sling



Especificaciones del producto/accesorios necesarios

PROS Air Sling

Material:	Sarga de nylon
Construcción:	Cosido
Ancho:	48,5" (123 cm)
Longitud:	78" (198 cm)

Modelo #: PROS-HMSL-KIT (Cabestrillo de Aire + HoverCover + par de cuñas) 3 por caja*

Modelo #: PROS-HMSL-CS (Cabestrillo de Aire + HoverCover) 5 por caja



LÍMITE DE PESO 600 LBS/ 273 KG

Asistencia de aire 1200 lb/544 kg

*El par de cuñas incluye: 1 cuña con cola y 1 sin cola, comprimida

ACCESORIO REQUERIDO PARA USO COMO COLCHÓN DE TRANSFERENCIA:

- Modelo #: HTAIR1200 (versión norteamericana) - 120V~, 60Hz, 10A
- Modelo #: HTAIR2300 (versión europea) - 230V~, 50 Hz, 6A
- Modelo #: HTAIR1000 (versión japonesa) - 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
- Modelo #: HTAIR2356 (versión coreana) - 230V~, 50/60 Hz, 6A
- Modelo #: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
- Modelo #: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A


ACCESORIO REQUERIDO PARA USO COMO CABESTRILLO:

Cualquier elevador de paciente con barras de suspensión estilo lazo de 2, 3 o 4 puntos diseñado para uso con:

- Elevadores móviles
- Carros elevadores
- Elevadores estacionarios fijos a la pared/paredes, piso o techo
- Elevadores de pie estacionarios


HOVERMATT® Manual del usuario del PROS™ Air Sling

Identificación de pieza - Suministro de Aire HT-Air®



ADVERTENCIA: El HT-Air no es compatible con las fuentes de alimentación de CC.
El HT-Air no debe usarse con el carrito de batería Hoverjack.

Funciones del teclado HT-Air®



AJUSTABLE: Para uso con dispositivos de posicionamiento asistido por aire HoverTech. Hay cuatro configuraciones diferentes. Cada pulsación del botón aumenta la presión del aire y la velocidad de inflado. El LED verde intermitente indicará la velocidad de inflado por el número de parpadeos (es decir, dos parpadeos equivalen a la segunda velocidad de inflado).

Todos los ajustes en el rango AJUSTABLE son sustancialmente más bajos que los valores de HoverMatt y HoverJack. La función AJUSTABLE no se debe utilizar para la transferencia.

El ajuste AJUSTABLE es una característica de seguridad que se puede utilizar para asegurar que el paciente está centrado en los dispositivos de aire asistido HoverTech y para acostumbrar gradualmente a un paciente tímido o adolorido al ruido y funcionalidad de los dispositivos inflados.



EN ESPERA: Se utiliza para detener el flujo de aire/inflación (el LED ámbar indica el modo EN ESPERA).



HOVERMATT 28/34: Para uso con HoverMatts y HoverSlings de 28" y 34".



HOVERMATT 39/50 Y HOVERJACK: Para uso con HoverMatts y HoverSlings de 39" y 50" y HoverJacks de 32" y 39".

Suministros de aire Air200G/Air400G

Si usa los suministros de aire Air200G o Air400G de HoverTech, presione el botón gris en la parte superior del recipiente para iniciar el flujo de aire. Pulse de nuevo el botón para detener el flujo de aire.

Instrucciones de uso – PROS Air Sling

COLOCACIÓN DEL PRODUCTO DEBAJO DEL PACIENTE: TÉCNICA DE BALANCEO DE TRONCOS

1. Abra el producto y colóquelo longitudinalmente al lado del paciente.
2. Despliegue el PROS Air Sling lo más lejos posible del paciente hacia el costado de la cama.
3. Meta el otro lado debajo del paciente tanto como sea posible.
4. Gire al paciente sobre su costado hacia el cabestrillo desplegado. Desenrolle el resto del cabestrillo debajo del paciente para cubrir la cama.
5. Coloque al paciente nuevamente en posición supina. Enderece el cabestrillo para eliminar las arrugas.

ACOPLANDO A LA CAMA

1. Coloque sin apretar el gancho de velcro en el bucle de velcro alrededor de los puntos sólidos del armazón de la cama (o de la cabecera) para reducir la migración del cabestrillo.
2. Repita el proceso en las otras tres esquinas del cabestrillo.
3. Antes de impulsar, girar, pronar, levantar y/o transferir, desconecte las correas del cabestrillo del armazón de la cama.

Para uso como dispositivo asistido por aire

1. El paciente debe estar de preferencia en posición supina.
2. Coloque el PROS Air Sling debajo del paciente utilizando una técnica de balanceo de tronco.
3. Enchufe el cable de alimentación del Suministro de Aire HoverTech a un tomacorrientes.
4. Inserte la boquilla de la manguera en cualquiera de dos entradas de manguera en el extremo de pie del PROS Air Sling y engánchela en su lugar.

IMPULSAR

(Para facilitar los esfuerzos de impulso, coloque la cama en Trendelenburg antes de impulsar.

1. Si utiliza un cuidador, levante las barandillas antes de inflar el colchón.
2. Presione el botón de velocidad variable para asegurarse de que el paciente esté centrado.
3. Cuando el paciente confirmado esté centrado, presione la configuración HoverMatt de 39" en el suministro de aire.
4. Cuando la colchoneta esté completamente inflada, use las asas debajo del borde de la colchoneta para levantar al paciente.
5. Apague el Suministro de Aire y emplee los rieles de cama/camilla.
6. Coloque correas de conexión de velcro para mantener la colchoneta en su lugar y reducir la migración

NOTA: Si usa Air200G o Air400G, presione el botón gris para inflar

REPOSICIONAMIENTO/COLOCACIÓN DE CUÑAS

1. Si utiliza un cuidador, levante las barandillas antes de inflar el colchón.
 2. Presione el botón de velocidad variable para asegurarse de que el paciente esté centrado.
 3. Cuando el paciente confirmado esté centrado, presione la configuración HoverMatt de 39" en el suministro de aire.
 4. Cuando la colchoneta esté completamente inflada, use las asas debajo del borde de la colchoneta para centrar al paciente en la cama.
 5. Apague el Suministro de Aire y emplee los rieles de cama/camilla.
 6. Coloque correas de conexión de velcro para mantener la colchoneta en su lugar y reducir la migración.
1. Colocación de cuñas (si usa un solo cuidador, las barandillas laterales deben estar elevadas)
 - a. Para insertar cuñas, infle el PROS Air Sling y sujete el borde de la colchoneta. Coloque cuñas entre la cama y el dispositivo.
 - b. Inserte la cola de la cuña justo debajo de los muslos del paciente. Asegúrese de que la parte posterior de la cuña esté elevada hasta que se establezca la posición, luego baje la cuña para asegurarla en su lugar con la espuma HoldFast™.
 - c. Tire de la cola hacia el otro lado del paciente para anclar la cuña.
 - d. Coloque la cuña estándar para sostener la espalda del paciente
 - e. Después de colocar las cuñas, asegúrese de que el sacro no toque la cama (flote). Si es así, reposicione las cuñas para asegurar la descarga sacra.
 - f. Desinfe la colchoneta y reconfirme la ubicación de las cuñas.

REPOSICIONAMIENTO/COLOCACIÓN DE CUÑAS (CONTINUACIÓN)

2. Giro higiénico, reemplazo de HoverCover™, colocación de cuñas (giro por aire)

- a. Con un cuidador a cada lado del paciente, infle completamente el PROS Air Sling. Deslice al paciente en la dirección opuesta al giro, deslícelo lo más cerca posible del borde de la cama para asegurarse de que cuando se reposicione al paciente, éste estará centrado en la cama.
- b. Para girar al paciente de lado, el cuidador que esté más alejado del paciente empujará suavemente hacia abajo el PROS Air Sling en el hombro y la cadera del paciente, mientras que el cuidador que gira tira de las asas suavemente hacia arriba. Una vez que el paciente está de lado, el cuidador que lo recibe permanecerá con el paciente mientras el cuidador que lo gira presiona el botón STANDBY para detener el flujo de aire.
- c. Si reemplaza el HoverCover o se realiza un giro higiénico, el cuidador opuesto sujetará al paciente de lado mientras el cuidador que gira soltará las asas y sujetará la cadera y el hombro del paciente para estabilizarlo.
- d. Mientras se gira al paciente, se puede realizar la higiene y retirar y reemplazar el HoverCover.
- e. Repita del otro lado antes de colocar las cuñas.
- f. Inserte la cola de la cuña justo debajo de los muslos del paciente. Asegúrese de que la parte posterior de la cuña esté elevada hasta que se establezca la posición, luego baje la cuña para asegurarla en su lugar con la espuma HoldFast™.
- g. Coloque la cuña estándar para sostener la espalda del paciente aproximadamente a 1 mano de distancia de la cuña con cola. Asegúrese de que la parte posterior de la cuña esté elevada hasta que se establezca la posición, luego baje la cuña para asegurarla en su lugar con la espuma HoldFast.
- h. Devuelva al paciente a la posición supina.

- i. Tire de la cola hacia el otro lado del paciente para anclar la cuña.
- j. Después de colocar las cuñas, asegúrese de que el sacro no toque la cama (flotando). Si es así, reposicione las cuñas para asegurar la descarga sacra.

3. Colocación de cuñas con elevador de techo o portátil (un solo cuidador)

- a. Levante las barandillas laterales en el lado opuesto de la cama hacia el que se girará al paciente. Asegúrese de que el paciente esté centrado y deslícelo en la dirección opuesta al giro utilizando el cabestrillo para levantarlo o una técnica manual. Esto permitirá centrar al paciente en la cama cuando se vuelva a colocar sobre las cuñas.
- b. Conecte las correas del hombro y de la cadera del cabestrillo a la barra de suspensión que debe estar paralela a la cama. Levante el elevador para iniciar el giro.
- c. Inserte la cola de la cuña justo debajo de los muslos del paciente. Asegúrese de que la parte posterior de la cuña esté elevada hasta que se establezca la posición, luego baje la cuña para asegurarla en su lugar con la espuma HoldFast.
- d. Coloque la cuña estándar para sostener la espalda del paciente aproximadamente a 1 mano de distancia de la cuña con cola. Asegúrese de que la parte posterior de la cuña esté elevada hasta que se establezca la posición, luego baje la cuña para asegurarla en su lugar con la espuma HoldFast.
- e. Después de colocar las cuñas, baje al paciente sobre éstas y asegúrese de que las correas no estén debajo del PROS Air Sling.
- f. Tire de la cola hacia el otro lado del paciente hasta que esté tensa. Compruebe la ubicación de las cuñas colocando la mano entre las cuñas y confirmando que el sacro no toca la cama. Si es así, reposicione las cuñas para asegurar la descarga sacra.

TRANSFERENCIA LATERAL

1. Asegúrese de que las superficies de transferencia estén tan cerca como sea posible y bloquee todas las ruedas.
2. Si es posible, transfiera desde una superficie más alta a una más baja.
3. Presione el botón de velocidad variable para asegurarse de que el paciente esté centrado.
4. Cuando el paciente confirmado esté centrado, presione la configuración HoverMatt de 39" en el suministro de aire.

NOTA: Si usa Air200G o Air400G, presione el botón gris para inflar completamente el PROS Air Sling.

5. Empuje el PROS Air Sling en ángulo, ya sea con la cabeza o con los pies por delante. Una vez a mitad de camino, el otro cuidador debe

sujetar las manijas más cercanas y tirar al lugar deseado.

6. Asegúrese de que el paciente esté centrado en el equipo de recepción antes del desinflado.
7. Apague el Suministro de Aire y emplee los rieles de cama/camilla.
8. Retire las correas de velcro de los bolsillos y fíjelas sin apretar a los puntos sólidos del armazón de la cama si está transfiriendo de vuelta a la cama.

NOTA: Para uso con pacientes de gran tamaño, se pueden usar dos suministros de aire para inflar.

PRONACIÓN


1. Asegúrese de que los frenos estén bloqueados. Se necesitarán varios cuidadores para esta tarea.
2. Asegúrese de que el paciente esté centrado en el producto antes de realizar el movimiento.
3. Infle el PROS Air Sling. Deslice al paciente hacia un lado de la cama para asegurar espacio para el giro.
4. Coloque otro HoverCover, dispositivos de posicionamiento o almohadas y PROS Air Sling encima del paciente. Doble la colchoneta hacia el nivel de los hombros y mantenga la cara expuesta.

5. Enrolle los dos PROS Air Slings juntos hacia el paciente para envolverlo firmemente.
6. Sujetando firmemente las colchonetas enrolladas, gire al paciente sobre su costado. Los cuidadores de lados opuestos deben intercambiar las posiciones de las manos (las manos de arriba deben intercambiarse con las de abajo).
7. Continúe con el giro después de cambiar las posiciones de las manos. Desenrolle las colchonetas y retire el PROS Air Sling y el HoverCover superiores.
8. Coloque al paciente según el protocolo del centro.


Instrucciones de uso del PROS Air Sling como cabestrillo

INSTRUCCIONES DE USO - PACIENTE EN CAMA

Nota: El PROS Air Sling tiene ocho (8) correas de soporte que deben fijarse.




1. Coloque el PROS Air Sling debajo del paciente utilizando la técnica de balanceo de tronco.



2. Fije todas las correas a la barra de suspensión para seguridad y confort adecuados del paciente.
[Los lazos de correa con código de colores facilitan la identificación para la colocación de correas a los lados izquierdo y derecho del paciente.] Eleve al paciente de acuerdo con las instrucciones del fabricante del elevador.

INSTRUCCIONES DE USO - VOLVER A LA CAMA



1. Coloque al paciente por encima del centro de la cama. Baje al paciente en la cama.




3. Vuelva a colocar las correas del cabestrillo en el velcro para evitar que cuelguen y reduzcan el impulso (consulte la tabla para fijarlo al armazón de la cama).




2. Retire los lazos de correas de la barra de suspensión.

Instrucciones de uso del PROS Air Sling como cabestrillo

INSTRUCCIONES DE USO - GIRO LATERAL/PRONACIÓN




1. Con el paciente centrado en el PROS Air Sling, baje la barra de suspensión a una altura de trabajo cómoda.




3. A medida que se levanta el elevador, el paciente girará hacia el lado opuesto de la cama al que están sujetas las correas. Utilice cuñas para mantener al paciente en posición si lo desea (consulte la ubicación de las cuñas más arriba). Después de completar la tarea, baje la barra de suspensión y retire las correas del cabestrillo.

* Para pronación, continúe girando y ajuste al paciente/dispositivo según sea necesario después de completar la tarea.



2. Levante las barandillas de la cama y fije (consulte la tabla para guía) las correas en el lado opuesto del paciente a los bucles en el mismo lado de la barra de suspensión comenzando en el extremo de los pies.


INSTRUCCIONES DE USO – GIRO DE HIGIENE



1. Con el paciente centrado en el PROS Air Sling, baje la barra de suspensión a una altura de trabajo cómoda.




3. A medida que se eleva el elevador, el paciente comenzará a girar hacia el lado opuesto a la correa conectada. Deje el cabestrillo en su lugar para ejecutar la tarea. Una vez completada la tarea, baje la barra de suspensión y retire la correa del cabestrillo.




2. Levante las barandas de la cama y sujete la correa del cabestrillo que está más cerca del hombro del paciente a la barra de suspensión.

Instrucciones de uso del PROS Air Sling como cabestrillo


INSTRUCCIONES DE USO – TRANSFERENCIA SENTADA DESDE LA CAMA



1. Coloque el PROS Air Sling debajo del paciente utilizando la técnica de balanceo de tronco. Eleve la cabecera de la cama para prepararse para la transferencia sentada.



3. Coloque la correa azul del cabestrillo en cada lado del hombro. Omita las correas del cabestrillo para la cadera.



2. Fije las correas en la cabeza del PROS Air Sling a la barra de suspensión. Para una posición sentada completamente erguida, utilice el mango verde. Para una posición sentada reclinada, utilice la primera correa del cabestrillo (azul) para reducir la flexión de la cadera.




4. Doble el PROS Air Sling entre las piernas del paciente y coloque los pies a cada lado del PROS Air Sling. Cruce una correa del cabestrillo del extremo de los pies a través de la otra en el lazo más bajo más cercano al dispositivo y fíjela a la barra de suspensión. Transferir paciente.

INSTRUCCIONES DE USO – TRANSFERENCIA SENTADA DESDE LA SILLA



1. Asegúrese de que el PROS Air Sling esté colocado correctamente debajo del paciente antes de colocar la correa.



3. Coloque la correa azul del cabestrillo en cada lado del hombro. Asegúrese de dejar suficiente holgura en la barra de suspensión para sujetar las correas del extremo de los pies sin que el paciente se deslice de la silla. Omita las correas del cabestrillo para la cadera.



2. Fije las correas en la cabecera del PROS Air Sling a la barra de suspensión. Para una posición sentada completamente erguida, utilice el mango verde. Para una posición sentada reclinada, utilice la primera correa del cabestrillo (azul) para reducir la flexión de la cadera.



4. Doble el PROS Air Sling entre las piernas del paciente y coloque los pies a cada lado del PROS Air Sling. Cruce una correa del cabestrillo del extremo de los pies a través de la otra en el lazo más bajo más cercano al dispositivo y fíjela a la barra de suspensión. Transferir paciente.

Instrucciones de uso del PROS Air Sling como cabestrillo

USO DE LA CORREA				
TÉCNICA	Elevación supina	Giro	Higiene/Cuidado Perineal	Prono (use la técnica de elevación en posición supina para acercar al paciente al costado de la cama). Luego siga el uso de la correa abajo en un lado para girar al paciente).
1er conjunto (cabeza)	Marrón	Puede usar: Azul, Marrón o SALTAR	SALTAR	Puede usar: Azul, Marrón o SALTAR
2do conjunto (hombro)	Azul	Azul	Azul	Azul
3er conjunto (cadera)	Azul	Azul	SALTAR	Azul
4to conjunto (pie)	Marrón	Puede usar: Marrón, Blanco o SALTAR	SALTAR	Puede usar: Marrón, Blanco o SALTAR

Limpieza y Mantenimiento Preventivo

PROS AIR SLING LIMPIEZA

Si está sucio, el PROS Air Sling se puede limpiar con toallitas desinfectantes o una solución limpiadora utilizada por su hospital para desinfectar equipos médicos. También se puede utilizar una solución de blanqueador 10:1 (10 partes de agua: una parte de cloro).

NOTA: La limpieza con solución blanqueadora puede decolorar el tejido.

Para ayudar a mantener limpio el PROS Air Sling, HoverTech recomienda el uso de la funda absorbente desechable HoverCover™. Lo que sea en que el paciente esté acostado para mantener limpia la cama del hospital también puede colocarse encima del PROS Air Sling.

El PROS Air Sling para uso en un solo paciente no está diseñado para lavarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AIRE

Consulte el manual de suministro de aire como referencia.

NOTA: COMPRUEBE SUS DIRECTRICES LOCALES/ESTATALES/FEDERALES/INTERNACIONALES ANTES DE LA ELIMINACIÓN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Antes de su uso, se debe realizar una inspección visual del PROS Air Sling para garantizar que no haya daños visibles que hagan inutilizable al PROS Air Sling. El PROS Air Sling debe tener todas sus correas y asas (consulte el manual para conocer todas las piezas apropiadas). Si se encuentra algún daño que pueda causar que el sistema no funcione según lo previsto, el PROS Air Sling debe dejar de usarse y ser desechado.

CONTROL DE INFECCIONES

El PROS Air Sling de uso único para un solo paciente elimina la posibilidad de contaminación cruzada y la necesidad de lavado.

Si el PROS Air Sling se utiliza para un paciente en aislamiento, el hospital debe emplear los mismos protocolos/procedimientos que utiliza para el colchón de cama y/o para ropa de cama en la habitación de dicho paciente.

Devoluciones y reparaciones

Todos los productos devueltos a HoverTech deben tener un número de autorización de devolución de bienes (RGA) emitido por la compañía. Llame al (800) 471-2776 y pida que un miembro del equipo RGA le emita un número RGA. Cualquier producto devuelto sin un número RGA causará un retraso en el tiempo de reparación.

Los productos devueltos deben enviarse a:

HoverTech
Atte: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Para empresas europeas, envíe los productos devueltos a:



Atn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Suecia

Para garantías de productos, visite nuestro sitio web:
<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Estos productos cumplen con los estándares aplicables a productos de Clase 1 en el Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, PAÍSES BAJOS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

En caso de un evento adverso en relación con el dispositivo, los incidentes deben ser informados a nuestro representante autorizado. Nuestro representante autorizado enviará información al fabricante.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com