



HOVERMATT®

PROS™ Air Sling

Pasientflyttesystem for avlasting

Brukerhåndbok

























Besøk www.HoverMatt.com for andre språk

INNHALDSFORTEGNELSE

Symbolreferanse.....	2
Tiltenkt bruk og forholdsregler.....	3
Dele-ID – HoverMatt® PROS Air Sling.....	4
Produktspesifikasjoner/nødvendig tilbehør	4
Identifikasjon av deler – HT-Air® Air Supply.....	5
Tastaturfunksjoner for HT-Air®	5
Air200G/Air400G-luftforsyninger.....	5
Bruksanvisning	6–11
Rengjøring og preventivt vedlikehold	11
Returer og reparasjoner	12

Symbolreferanse

	CE-SAMSVARSMERKING		LATEKSFRI
	UK-SAMSVARSMERKING		HENGESTANG I LØKKESTIL
	AUTORISERT REPRESENTANT		VARENUMMER
	ANSVARLIG PERSON I STORBRITANNIA		PRODUSENT
	AUTORISERT REPRESENTANT I SVEITS		PRODUKSJONSDATO
	FORSIKTIG / ADVARSEL		MEDISINSK APPARAT
	FEST TILKOBLINGSSTROPP		MODELLNUMMER
	AVHENDING		ENKELTPASIENT – FLERBRUK
	FOTENDE		MÅ IKKE VASKES
	IMPORTØR		UNIK UTSTYRS-ID
	BRUKSANVISNING		PASIENTENS VEKTGRENSE

Tiltenkt bruk og forholdsregler

TILTENKT BRUK

HoverMatt® PROS™ (Patient Repositioning Off-Loading System – Pasientflyttesystem for avlastning) Air Sling brukes til å hjelpe pleiere med å flytte pasienter (inkludert løfting og snuing), vertikal løfting, sideveis forflytning og vipping ved hjelp av luft og/eller tak- eller flyttbare løftere. Ved å gi trykkavlastning til fremstående ben for å hjelpe med Q2, redusere skjæring og friksjon ved flytting og gjøre det lettere å administrere mikroklimaet, tilbyr systemet en løsning som trygt lar deg snu og flytte pasienter samtidig som den er mindre belastende for pleieren.

HoverTech Air Supply fyller PROS Air Sling med luft for å støtte pasienten mens luften slippes ut av hullene på undersiden, samtidig som den reduserer kraften som kreves for å flytte pasienten med 80–90 %.

INDIKASJONER

- Pasienter som ikke kan hjelpe til med å flytte seg selv (inkludert løfting og snuing) og sideveis forflytning.
- Pasienter som må snus med Q2 for å avlaste trykk.
- Pasienter som ikke kan forflyttes til stol.
- Pasienter som må være i liggende posisjon.
- Pasienter med en vekt eller bredde som utgjør en potensiell helseisiko for pleiere som er ansvarlige for snuing eller forflytning av nevnte pasienter

KONTRAINDIKASJONER

- Ikke bruk med pasienter over vektgrensen på 273 kg eller 544 kg med luftassistanse.
- Ikke bruk med pasienter som har torakal, cervikal eller lumbal fraktur som betraktes som ustabil, med mindre det er tatt en klinisk avgjørelse fra din institusjon.

TILTENKTE PLEIEMRÅDER

- Sykehus og langsiktige pleiehjem.

FORHOLDSREGLER – PROS AIR SLING

- Pleierne må kontrollere at alle hjulbremsene er satt på før forflytning.
- Av hensyn til sikkerheten må alltid to pleiere delta under sideveis pasientforflytning.
- For posisjonering oppgaver i sengen kan det være nødvendig med mer enn én pleier. Sideskinner må heves med én pleier.
- La aldri pasienten være uten tilsyn på en oppblåst enhet.
- Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet i denne håndboken.
- Bruk bare tilbehør og/eller ekstrautstyr som er godkjent av HoverTech.
- Ved forflytning til eller posisjonering på en trykkavlastende madrass må madrassens luftstrøm stilles inn på høyeste nivå for at forflytningsoverflaten skal bli stabil.



Hvis det er noen indikasjoner på skade må PROS Air Sling tas ut av tjeneste og avhendes

FORHOLDSREGLER – TIL BRUK SOM SLYNGE

- For vipping, se HoverTechs opplæringsvideo på www.HoverMatt.com.
- PROS Air Sling må bare brukes av opplært personell.
- Det må gjøres en klinisk vurdering før en pasient løftes med PROS Air Sling.
- Kontroller at PROS Air Sling ikke er festet til noe annet objekt enn hengestangen av løkkeytype.
- Ved tilkobling til en hengestang i løkkestil, må du påse at løkkefargene samsvarer med fargene på venstre og høyre side av pasienten.
- Når slyngens støttestropper er helt uttrukket må det sikres at de er riktig koblet til hengestangen før pasienten løftes.
- For sittende løft må det sikres at pasienten sitter sikkert i PROS Air Sling før flytting eller løfting.
- En pasient må aldri løftes høyere enn det som er nødvendig for å gjennomføre løftet/flyttingen.
- Du må aldri forlate pasienten uten oppsyn når PROS Air Sling er brukt til å løfte pasienten.
- Bruk PROS Air Sling i henhold til bruksanvisningene til både PROS Air Sling og løfteren.
- Hvis vektgrensen varierer mellom pasientløfteren, hengestangen og PROS Air Sling gjelder den laveste vektgrensen.



Sideskinner må heves med én pleier.



Kun til bruk med hengestang i løkkestil.

FORHOLDSREGLER – AIR SUPPLY

- Må ikke brukes i nærheten av brennbare anestesimidler eller i overtrykkskammer eller oksygentelt.
- Legg strømløsløsningen slik at den ikke utgjør noen fare.
- Luftinntakene på Air Supply må ikke blokkeres.
- Ved bruk av PROS Air Sling i MR-miljø kreves det en 7,62 m spesialslange for MR (kan kjøpes).



Unngå elektrisk støt. Air Supply må ikke åpnes.




Se bruksanvisningene i produktspesifikke brukerhåndbøker.



På operasjonsstuen – For å hindre at pasienten glir, må PROS Air Sling alltid tømme og pasienten og PROS Air Sling festes til operasjonsbordet før bordet flyttes til en vinklet posisjon.

HOVERMATT® Brukerhåndbok for PROS™ Air Sling

Identifikasjon av deler – PROS Air Sling



Produktspesifikasjon/nødvendig tilbehør

PROS Air Sling

Materiale:	Nylontwill
Konstruksjon:	Sydd
Bredde:	123 cm (48,5")
Lengde:	198 cm (78")

Modellnummer: PROS-HMSL-KIT (Air Sling + HoverCover + kilepar) 3 per eske*

Modellnummer: PROS-HMSL-CS (Air Sling + HoverCover) 5 per eske



GRENSE 273 KG / 600 LBS, løfter

544 KG / 1200 LBS, luftassistanse

*Kileparet inkluderer: 1 kile med hale og 1 uten hale, komprimert

NØDVENDIG TILBEHØR FOR BRUK SOM OVERFØRINGS- MADRASS:

Modellnummer: HTAIR1200 (Nord-amerikansk versjon) – 120V~, 60 Hz, 10A

Modellnummer: HTAIR2300 (Europeisk versjon) – 230V~, 50 Hz, 6A

Modellnummer: HTAIR1000 (Japansk versjon) – 100V~, 50/60 Hz, 12,5A

Modellnummer: HTAIR2356 (Koreansk versjon) – 230V~, 50/60 Hz, 6A

Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A

Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A


NØDVENDIG TILBEHØR FOR BRUK SOM SLYNGE:

En pasientløfter med 2-, 3- eller 4-punkts hengestang i løkkestil ment for bruk med:

- Mobile løftere
- Løftetraller
- Stasjonære løftere festet til vegg/vegger, gulv og/eller tak
- Stasjonære, frittstående løftere


HOVERMATT® Brukerhåndbok for PROS™ Air Sling

Identifikasjon av deler – HT-Air® Air Supply



ADVARSEL: HT-Air er ikke kompatibel med likestrømsforsyninger. HT-Air kan ikke brukes med HoverJack-batterivognen.

Tastaturfunksjoner for HT-Air®



JUSTERBAR: For bruk med HoverTech luftassisterte posisjoneringsenheter. Det er fire ulike innstillinger. Hvert trykk på knappen øker lufttrykket og oppblåsingshastigheten. Den grønne blinkende LED-lampen indikerer oppblåsingshastigheten med antall blink (f.eks. tilsvarende to blink den andre oppblåsingshastigheten).

Alle innstillinger i JUSTERBAR-intervallet er betydelig lavere enn HoverMatt- og HoverJack-innstillingene. JUSTERBAR-funksjonen må ikke brukes til flytting.

JUSTERBAR-innstillingen er en sikkerhetsfunksjon som kan brukes for å sikre at pasienten er sentrert på HoverTech luftassisterte enheter, og for gradvis tilvenning av en pasient som er nervøs eller har smerter knyttet til både støy og funksjonalitet for oppblåsningsenhetene.



VENTEMODUS: Brukes for å stoppe oppblåsing/luftstrøm (gul LED-lampe indikerer STANDBY-modus).



HOVERMATT 28/34: For bruk med 28" og 34" HoverMatt og HoverSling.



HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK: For bruk med 39" og 50" HoverMatt og HoverSling samt 32" og 39" HoverJack.

Air200G/Air400G-luftforsyninger

Ved bruk av HoverTechs Air200G- eller Air400G-luftforsyninger, trykk på den grå knappen øverst på beholderen for å starte luftstrømmen. Trykk på knappen på nytt for å stoppe luftstrømmen.

Bruksanvisning – PROS Air Sling

PLASSERE PRODUKTET UNDER PASIENTEN – RULLETEKNIKK

1. Åpne produktet og legg det langveis ved siden av pasienten.
2. Brett ut PROS Air Sling lengst fra pasienten til siden av sengen.
3. Trykk den andre siden så langt under pasienten som mulig.
4. Rull pasienten til siden, mot den utbrettede slyngen. Rull ut resten av slyngen fra under pasienten for å dekke sengen.
5. Legg pasienten tilbake til å ligge på ryggen. Rett ut slyngen for å fjerne rynker og folder.

FESTE TIL SENGERAMME

1. Fest borrelåskroken til borrelåsløkken rundt solide punkter på sengerammen (eller til sengegavlen) for å redusere forskyvning.
2. Gjenta prosessen på de andre hjørnene av slyngen.
3. Før du løfter, vender, legger, heiser og/eller forflytter en pasient, må du løsne slyngestroppene fra sengerammen.

For bruk som luftassistert apparat

1. Pasienten bør helst ligge på ryggen.
2. Plasser PROS Air Sling under pasienten ved hjelp av rulleteknikken.
3. Sett støpselet på HoverTech Air Supply i en stikkontakt.
4. Sett slangedysen inn i en av de to slangeinngangene i fotenden av PROS Air Sling-flyttelakenet og klikk den på plass.

LØFTE

(For å gjøre det lettere å løfte, sett sengen i Trendelenburgs stilling før du løfter.)

1. Hvis den bare skal brukes av én pleier, må sideskinnene løftes før matten blåses opp.
2. Trykk på knappen for variabel hastighet for å påse at pasienten ligger på midten.
3. Når det er bekreftet at pasienten ligger på midten, trykker du på 39" HoverMatt-innstillingen på Air Supply.
MERK: Hvis du bruker Air200G eller Air400G, trykk på den grå knappen for å fylle PROS Air Sling helt opp.
4. Når matten er fullt oppblåst, kan du bruke håndtakene under kanten til å løfte pasienten opp i sengen.
5. Slå av Air Supply og aktiver sengeskinnene.
6. Fest tilkoblingsstroppene med borrelås for å holde matten på plass og redusere forskyvning.

REPOSISJONERING / PLASSERING AV KILE

1. Hvis den bare skal brukes av én pleier, må sideskinnene løftes før matten blåses opp.
2. Trykk på knappen for variabel hastighet for å påse at pasienten ligger på midten.
3. Når det er bekreftet at pasienten ligger på midten, trykker du på 39" HoverMatt-innstillingen på Air Supply.
MERK: Hvis du bruker Air200G eller Air400G, trykk på den grå knappen for å fylle PROS Air Sling helt opp.
4. Når matten er fullt oppblåst, kan du bruke håndtakene under kanten på matten til å plassere pasienten midt i sengen.
5. Slå av Air Supply og aktiver sengeskinnene.
6. Fest tilkoblingsstroppene med borrelås for å holde matten på plass og redusere forskyvning.
 - a. Plasser standardkilen for å støtte pasientens rygg omtrent én håndbredde fra kilen med hale. Sørg for at bakenden av kilen er løftet til posisjonen er angitt, senk deretter kilen for å feste den sikkert med HoldFast-skummet.
 - b. Etter at kilene er plassert, må du påse at halebenet ikke berører sengen (flyter). Hvis det gjør det, flytt kilene for å påse at halebenet er avlastet.
 - c. Tøm matten og bekreft plasseringen til kilene en gang til.

REPOSISJONERING / PLASSERING AV KILE (FORTS.)

2. Hygienevending, erstatte HoverCover®, plassere kile (luftvending)

- a. Med en pleier på hver side av pasienten, fyll PROS Air Sling helt opp. Skyv pasienten i motsatt retning av vendingen, skyv hen så nærme kanten av sengen som mulig for å påse at hen er på midten av sengen når hen reposisjoneres.
- b. For å vende pasienten til siden, skal pleieren lengst fra pasienten trykke forsiktig ned på PROS Air Sling ved pasientens skulder og hofta, samtidig som pleieren som vender pasienten forsiktig drar håndtakene opp. Når pasienten er snudd til siden, skal den mottakende pleieren bli hos pasienten mens den vendende pleieren trykker på STANDBY-knappen for å stoppe luftstrømmen.
- c. Hvis HoverCover skal erstattes eller det utføres en hygienevending, skal den motsatte pleieren holde fast pasienten på sin side mens den vendende pleieren slipper håndtakene og holder fast i pasientens hofta og skulder for å stabilisere.
- d. Når pasienten er vendt, kan det utføres hygieneoppgaver, og HoverCover kan fjernes og erstattes.
- e. Gjenta på den andre siden før du plasserer kilene.
- f. Sett inn halen til kilen like under pasientens lår. Sørg for at bakenden av kilen er løftet til posisjonen er angitt, senk deretter kilen for å feste den sikkert med HoldFast™-skummet.
- g. Plasser standardkilen for å støtte pasientens rygg omtrent én håndbredde fra kilen med hale. Sørg for at bakenden av kilen er løftet til posisjonen er angitt, senk deretter kilen for å feste den sikkert med HoldFast-skummet.
- h. Legg pasienten tilbake på ryggen.

- i. Dra halen gjennom til andre side av pasienten for å ankre fast kilen.
- j. Etter at kilene er plassert, må du påse at halebenet ikke berører sengen (flyter). Hvis det gjør det, flytt kilene for å påse at halebenet er avlastet

3. Kileplassering med tak- eller flyttbare løftere (én pleier)

- a. Løft sideskinnene på motsatt side av sengen pasienten skal vendes mot. Sørg for at pasienten ligger på midten, og skyv pasienten i motsatt retning av vendingen enten ved hjelp av heisslyngen eller en manuell metode. Dette gjør at pasienten kan ligge midt i sengen når kilene flyttes.
- b. Fest slyngens løkkestropper for skulder og hofta til hengestangen, som skal være parallell med sengen. Hev løfteren for å begynne vendingen.
- c. Sett inn halen til kilen like under pasientens lår. Sørg for at bakenden av kilen er løftet til posisjonen er angitt, senk deretter kilen for å feste den sikkert med HoldFast-skummet.
- d. Plasser standardkilen for å støtte pasientens rygg omtrent én håndbredde fra kilen med hale. Sørg for at bakenden av kilen er løftet til posisjonen er angitt, senk deretter kilen for å feste den sikkert med HoldFast-skummet.
- e. Når kilene er plassert, skal pasienten senkes ned på kilene. Påse at stroppene ikke er under PROS Air Sling.
- f. Dra halen gjennom til den andre siden av pasienten til den er stram. Sjekk kileposisjonen ved å legge hånden din mellom kilene og bekreft at halebenet ikke rører ved sengen. Hvis det gjør det, flytt kilene for å påse at halebenet er avlastet.

SIDEVEIS FORFLYTNING

1. Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærme hverandre som mulig, og lås alle hjulene.
2. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere overflate.
3. Trykk på knappen for variabel hastighet for å påse at pasienten ligger på midten.
4. Når det er bekreftet at pasienten ligger på midten, trykker du på 39" HoverMatt-innstillingen på Air Supply.

MERK: Hvis du bruker Air200G eller Air400G, trykk på den grå knappen for å fylle PROS Air Sling helt opp.

LIGGENDE

1. Påse at bremsene er låst. Det trengs flere pleiere for denne oppgaven.
2. Vær sikker på at pasienten er sentrert på produktet før hen flyttes.
3. Blås opp PROS Air Sling. Skyv pasienten over til den ene siden av sengen for å være sikker på at det er plass til å snu hen.
4. Legg ned et nytt HoverCover og PROS Air Sling oppå pasienten og posisjoner apparater og kiler. Brett ned matten til skuldernivå for ikke å dekke ansiktet.

5. Skyv PROS Air Sling på skrå, enten med hodet først eller med føttene først. Når slyngen er halvveis tar den andre pleieren tak i de nærmeste håndtakene og trekker den til ønsket plassering.
6. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.
7. Slå av Air Supply og aktiver sengeskinnene.
8. Ta slyngens borrelåsstropper ut fra lommene, og fest dem løst til faste punkter på sengerammen hvis pasienten skal flyttes tilbake til sengen.


MERK: Ved bruk med større pasienter kan det brukes to lufttilførsler for oppblåsing.

5. Rull de to PROS Air Sling-slyngene sammen mot pasienten for å omsvøpe pasienten tett.
6. Med godt tak i de rullede mattene, vender du pasienten til siden. Pleierne på den andre siden må bytte håndposisjon (hendene øverst bytter plass med hendene nederst).
7. Fortsett med vendingen etter at håndboksisjonen er byttet om. Rull ut mattene og fjern øverste PROS Air Sling og HoverCover.
8. Posisjoner pasienten i henhold til institusjonens protokoller.


Bruksanvisning for PROS Air Sling ved bruk som slynge

BRUKSANVISNING – PASIENT I SENG

Merk: PROS Air Sling har åtte (8) slyngestøttestropper som må festes.




1. Plasser PROS Air Sling under pasienten ved hjelp av rulleteknikken.



2. Fest alle stropper til hengestangen for pasientens sikkerhet og komfort. [Fargekodede stroppløkker gir enkel identifisering for å sikre samme plassering på pasientens venstre og høyre side.] Løft pasienten i henhold til løfterproduzentens instruksjoner.


BRUKSANVISNING – TILBAKE I SENGEN



1. Posisjoner pasienten over midten av sengen. Senk pasienten ned på sengen.




3. Fest slyngestroppene til borrelåsen for å unngå at de henger i veien og for å redusere løfting (se diagrammet for festing til sengerammen).




2. Løsne stroppløkkene fra hengestangen.

Bruksanvisning for PROS Air Sling ved bruk som slynge

BRUKSANVISNING – SIDEVENDING/VIPPING




1. Senk hengestangen til en komfortabel arbeidshøyde med pasienten sentrert på PROS Air Sling.




3. Når løfteren heves vil pasienten snus mot motsatt side av sengen i forhold til der stroppene er festet. Bruk kiler til å holde pasienten i posisjon om nødvendig (se over for plassering av kilene). Når oppgaven er fullført kan hengestangen senkes, og slyngestroppene fjernes.

* For vipping fortsettes vendingen, og pasienten/apparatet justeres etter behov når oppgaven er fullført.



2. Hev sengeskinnene og fest (se diagrammet for veiledning) stroppene på motsatt side av pasientvridningen til løkkene på samme side av hengestangen, fra fotenden.


BRUKSANVISNING – HYGIENEVENDING



1. Senk hengestangen til en komfortabel arbeidshøyde med pasienten sentrert på PROS Air Sling.




3. Når løfteren heves vil pasienten snus mot siden som er motsatt av den tilkoblede stroppen. La slyngen henge mens oppgaven utføres. Når oppgaven er fullført kan hengestangen senkes og slyngestroppen fjernes.




2. Hev sengeskinnene og fest slyngestroppen nærmest pasientens skulder til hengestangen.

Bruksanvisning for PROS Air Sling ved bruk som slynge


BRUKSANVISNING – SITTENDE FLYTTING FRA SENG




1. Plasser PROS Air Sling under pasienten ved hjelp av rulleteknikken. Løft hodeenden av sengen som forberedelse på en sittende overføring.



3. Fest den blå slyngestroppen på hver av skuldresidene. Hopp over hoftestroppene til slyngen.



2. Fest stropene i hodeenden av PROS Air Sling til hengestangen. For helt oppreist sitteposisjon, bruk grønt håndtak. For en tilbaketilt sitteposisjon – bruk den første slyngestroppen (blå) for å redusere hoftefleksjon.




4. Fold PROS Air Sling mellom pasientens ben, og plasser føttene på hver side av PROS Air Sling. Kryss én av slyngestroppene i fotenden gjennom den andre ved den laveste løkken som er nærmest apparatet, og fest den til hengestangen. Flytt pasienten.

BRUKSANVISNING – SITTENDE FLYTTING FRA STOL



1. Sørg for at PROS Air Sling er plassert riktig under pasienten før stroppen festes.



3. Fest den blå slyngestroppen på hver av skuldresidene. Sørg for at det er tilstrekkelig med slakk i hengestangen, slik at stropene i fotenden kan festes uten at pasienten sklir av stolen. Hopp over hoftestroppene til slyngen.



2. Fest stropene i hodeenden av PROS Air Sling til hengestangen. For helt oppreist sitteposisjon, bruk grønt håndtak. For en tilbaketilt sitteposisjon – bruk den første slyngestroppen (blå) for å redusere hoftefleksjon.



4. Fold PROS Air Sling mellom pasientens ben, og plasser føttene på hver side av PROS Air Sling. Kryss én av slyngestroppene i fotenden gjennom den andre ved den laveste løkken som er nærmest apparatet, og fest den til hengestangen. Flytt pasienten.

Bruksanvisning for PROS Air Sling ved bruk som slynge

BRUK AV STROPP				
METODE	Løft liggende på ryggen	Vending	Hygiene/ perineumspleie	Liggende (Bruk teknikken for løft med pasienten liggende på ryggen for å flytte pasienter nærmere den ene siden av sengen. Følg deretter instruksene om bruk av stropper på den ene siden for å snu pasienten.)
Første sett (hode)	Brun	Du kan bruke blå, brun eller HOPP OVER	HOPP OVER	Du kan bruke blå, brun eller HOPP OVER
Andre sett (skulder)	Blå	Blå	Blå	Blå
Tredje sett (hofta)	Blå	Blå	HOPP OVER	Blå
Fjerde sett (fot)	Brun	Du kan bruke brun, hvit eller HOPP OVER	HOPP OVER	Du kan bruke brun, hvit eller HOPP OVER

**Dette er en veiledning til bruk av PROS™ Air Sling. Gjør en klinisk vurdering av pasientens individuelle behov.*

Rengjøring og forebyggende vedlikehold

RENGJØRE PROS AIR SLING

Hvis PROS Air Sling blir skitten, kan den tørkes av med desinfiseringservietter eller en rengjøringsoppløsning som brukes på sykehuset for desinfisering av medisinsk utstyr. En blekøløsning på 10:1 (10 deler vann, 1 del blekemiddel) kan også brukes.

MERK: Rengjøring med blekemiddel kan misfarge stoffet.

For å bidra til å holde PROS Air Sling ren anbefaler HoverTech bruk av HoverCover™ Disposable Absorbent Cover. Det pasienten ligger på for å holde sykehussengen ren kan også plasseres på PROS Air Sling.

PROS Air Sling for bruk på én pasient er ikke ment å kunne vaskes.

RENGJØRINE OG VEDLIKEHOLE AIR SUPPLY

Se bruksanvisningen for lufttilførselen som en referanse.

MERK: KONTROLLER DINE LOKALE/STATLIGE/FØDERALE/INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FØR AVHENDING.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Før bruk bør PROS Air Sling inspiseres visuelt for å sjekke at det ikke finnes synlige skader som kan gjøre PROS Air Sling ubrukelig. Ingen pasientstropper og -håndtak må mangle på PROS Air Sling (se håndboken for alle passende deler). Hvis det oppdages skade som kan føre til at systemet ikke fungerer som det skal, skal PROS Air Sling tas ut av bruk og avhendes.

INFEKSJONSKONTROLL

PROS Air Sling for bruk på én pasient eliminerer muligheten for smitteoverføring og behovet for vasking.

Hvis PROS Air Sling brukes til en pasient på en isolasjonsavdeling, skal sykehuset bruke de samme protokollene/prosedyrene som de bruker for sengemadrassen og/eller sengetøyet i det aktuelle pasientrommet.

Returer og reparasjoner

Alle produkter som returneres til HoverTech må ha et RGA-nummer (Returned Goods Authorization) utstedt av selskapet. Ring (800) 471-2776 og spør etter et medlem av RGA-temaet, som vil utstede et RGA-nummer. Produkter som returneres uten et RGA-nummer vil medføre lengre reparasjonstid.

Returnerte produkter sendes til:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Europeiske selskaper kan sende returnerte produkter til:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sweden

Besøk nettstedet vårt for produktgarantier:
<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Disse produktene samsvarer med standardene for produkter i klasse 1 av forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

Ved uønskede hendelser knyttet til enheten må hendelsen rapporteres til vår autoriserte representant. Vår autoriserte representant videresender informasjon til produsenten.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Faks 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com