

HOVERMATT®

PROS™ Sling

System repozycjonowania i odciążania pacjentów

Instrukcja obsługi

MD

CE

Inne wersje językowe — zob. www.HoverMatt.com

SPIS TREŚCI

Objaśnienie symboli.....	2
Zamierzone zastosowanie i środki ostrożności	3
Identyfikacja części – zawiesie HoverMatt® PROS Sling.....	4
Specyfikacja produktu/wymagane akcesoria	4
Instrukcja stosowania	5–9
Czyszczenie i konserwacja zapobiegawcza.....	10
Zwroty i naprawy	11

Objaśnienie symboli

	OZNAKOWANIE ZGODNOŚCI CE		NIE ZAWIERA LATEKSU
	BRYTYJSKIE OZNAKOWANIE ZGODNOŚCI		ZAWIESIE W KSZTAŁCIE PĘTLI
	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL		NUMER PARTII
	OSOBA ODPOWIEDZIALNA W WIELKIEJ BRYTANII		PRODUCENT
	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W SZWAJCARII		DATA PRODUKCJI
	UWAGA / OSTRZEŻENIE		URZĄDZENIE MEDYCZNE
	ZAMOCUJ PASEK ŁĄCZĄCY		NUMER MODELU
	UTYLIZACJA		JEDEN PACJENT — WIELOKROTNE UŻYCIE
	STRONA STÓP		NIE PRAĆ
	IMPORTER		UNIKALNY IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA
	INSTRUKCJA OBSŁUGI		LIMIT WAGI PACJENTA

Zamierzone zastosowanie i środki ostrożności

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

- Zawiesie systemu repozycjonowania i odciążania pacjentów HoverMatt PROS Sling służy do pomocy opiekunom podczas pozycjonowania pacjenta (w tym podnoszenia i obracania) podnoszenia pionowego, przenoszenia w bok i pionizowania. Zmniejszając ucisk wystających na wystające fragmenty kości w celu pomocy w zgodności z Q2, zmniejszając siły poprzeczne i tarcie podczas repozycjonowania i poprawiając zarządzanie mikroklimatem, system zapewnia rozwiązanie umożliwiające bezpieczne obracanie i repozycjonowanie pacjentów, zmniejszając wysiłek opiekuna.

WSKAZANIA

- Pacjenci niezdolni do samodzielnej zmiany pozycji (w tym obracania się i podnoszenia) oraz przesuwania w bok.
- Pacjenci, którzy potrzebują obrotu z pomocą urządzenia Q2 w celu odciążenia.
- Pacjenci, którzy wymagają obrócenia na brzuch.

PRZECIWWSKAZANIA

- Maksymalna graniczna masa ciała pacjenta bez korzystania z podnośnika sufitowego lub podłogowego wynosi 550 lbs.
- Maksymalna graniczna masa ciała pacjenta w przypadku korzystania z podnośnika sufitowego lub podłogowego wynosi 1000 lbs (lub jest równa udźwignięciu podnośnika — w zależności od tego, która wartość jest mniejsza).
- Nie używać jako zawiesia w przypadku pacjentów ze złamaniami w odcinku piersiowym, szyjnym lub lędźwiowym, które zostały uznane za niestabilne, chyba że dana placówka podjęła taką decyzję kliniczną.

WARUNKI PLANOWANEJ OPIEKI

- Szpitale, placówki opieki długoterminowej lub rozszerzonej

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI — DO STOSOWANIA JAKO PRZEŚCIERADŁA DO PRZESUWANIA

- Opiekunowie muszą sprawdzić, czy wszystkie hamulce zostały załączone przed transferem.
- Przenoszenie pacjentów w bok powinno wykonywać co najmniej dwóch opiekunów.
- W przypadku zadań pozycjonowania w łóżku konieczny może być udział więcej niż jednego opiekuna.
- Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Podczas przenoszenia na łóżko i układania na materacu o niskiej utracie powietrza ustaw przepływ powietrza w materacu łóżka na najwyższym poziomie, tak aby uzyskać twardą powierzchnię.
- Podczas przenoszenia pomiędzy powierzchniami konieczne mogą być dodatkowe produkty podpierające.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI — DO STOSOWANIA JAKO ZAWESIE

- W przypadku przenoszenia konieczny może być udział więcej niż jednego opiekuna.
- W przypadku zadań pozycjonowania w łóżku konieczny może być udział więcej niż jednego opiekuna.
- W przypadku pronacji — zob. film szkoleniowy HoverTech na www.HoverMatt.com.
- Zawiesie PROS Sling powinno być używane wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Używaj wyłącznie akcesoriów autoryzowanych przez HoverTech.
- Przed podniesieniem pacjenta za pomocą zawiesia PROS Sling należy przeprowadzić ocenę kliniczną.
- Upewnij się, że zawiesie PROS Sling nie jest przymocowane do żadnego innego przedmiotu niż belka do podwieszania w kształcie pętli.
- Podczas podłączania do belki do podwieszania w kształcie pętli pamiętaj, aby kolory pętli z pasów odpowiadały lewej i prawej stronie pacjenta.
- Po całkowitym rozciągnięciu pasów podtrzymujących zawiesia upewnij się, że są one prawidłowo połączone z zawiesiem przed podniesieniem pacjenta.
- Nigdy nie podnoś pacjenta wyżej niż jest to konieczne do podnoszenia/przenoszenia.
- Podczas podnoszenia pacjenta za pomocą zawiesia PROS Sling nie pozostawiaj pacjenta bez nadzoru.
- Używaj zawiesia PROS Sling zgodnie z instrukcjami podnośnika i zawiesia PROS Sling.
- Jeżeli limit ciężaru podnośnika pacjenta, belki do zawieszania i urządzenia zawiesia PROS Sling jest różny, zastosowanie ma najniższy limit wagi.



Jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, wycofaj zawiesie PROS Sling z eksploatacji i zutylizuj.



Poręcze boczne muszą być podnoszone przez jednego opiekuna.




Do użytku wyłącznie z belką do zawieszania w kształcie pętli.



Na sali operacyjnej — aby zapobiec ześlizgnięciu się pacjenta, zawsze mocuj pacjenta oraz zawiesie PROS Sling do stołu operacyjnego przed ustawieniem stołu w pozycji pochylonej.

Identyfikacja części — zawiesie PROS Sling



Specyfikacja produktu/Wymagane akcesoria

ZAWIESIE PROS Sling

Materiał:	Nylon Twill
Konstrukcja:	Szyta
Szerokość:	43,5" (110,49 cm)
Długość:	78" (198 cm)

WYMAGANE AKCESORIUM DO STOSOWANIA JAKO ZAWIESIE:

Każdy podnośnik pacjenta z 2, 3 lub 4-punktowymi belkami do zawieszania w kształcie pętli przeznaczonymi do użytku z:

- Podnośniki mobilne
- Wózki podnośnikowe
- Stacjonarne podnośniki przymocowane do ściany/ścian, podłogi i/ lub sufitu
- Stacjonarne podnośniki wolnostojące

Nr. modelu: PROS-SL-KIT (zawiesie niepneumatyczne + HoverCover + para klinów)
3 na walizkę*

Nr. modelu: PROS-SL-CS (zawiesie niepneumatyczne + HoverCover) 5 na walizkę



LIMIT 550 LBS/ 250 KG (prześcieradło do przesuwania)

1000 LBS/ 454 KG (zawiesie)

* Para klinów zawiera: 1 klin z ze stopką, 1 bez stopki, sprężone

Instrukcja obsługi — zawiesie PROS Sling

UMIESZCZANIE PRODUKTU POD PACJENTEM – TECHNIKA PRZETACZANIA

1. Otwórz produkt i ułóż go obok pacjenta wzdłuż.
2. Rozłóż zawiesie PROS Sling jak najdalej od pacjenta w kierunku boku łóżka.
3. Drugi bok wsuń jak najdalej pod pacjenta.
4. Obróć pacjenta na bok w kierunku nierozłożonego zawiesia. Rozwiń pozostałą część zawiesia spod pacjenta, tak aby przykryć łóżko.
5. Ułóż pacjenta na plecach. Wygładź zawiesie, tak aby usunąć wszelkie fałdy.

MOCOWANIE DO RAMY ŁÓŻKA

1. Aby ograniczyć przesuwanie się zawiesia, luźno zamocuj zaczep Velcro do pętli Velcro wokół mocnych punktów ramy łóżka (zagłówek lub barierki bocznych, o ile pozwala na to protokół ośrodka lub typ łóżka).
2. Powtórz tę czynność na pozostałych trzech narożnikach zawiesia.
3. Przed podniesieniem, obróceniem na brzuch, podnoszeniem i/lub przenoszeniem odłącz taśmy zawiesia.

Instrukcja stosowania jako prześcieradła do przesuwania

PODNOSENIE/REPOZYCJONOWANIE

(Aby zmniejszyć wysiłek podczas podnoszenia, ustaw wcześniej łóżko w pozycji Trendelenburga).

1. Upewnij się, że hamulce są zablokowane. Wykonanie tej czynności wymaga udziału więcej niż jednego opiekuna. W przypadku tylko jednego opiekuna podnieś barierki boczne.
2. Umieść zawiesie PROS Sling pod pacjentem, stosując technikę przetaczania. Przed rozpoczęciem przemieszczania upewnij się, że pacjent jest wyśrodkowany na produkcie.
3. Za pomocą uchwytów zawiesia podnieś/zmień pozycję pacjenta, pamiętając, aby opiekun zachował prawidłową pozycję ergonomiczną.

Uwaga: W przypadku korzystania z podnośnika sufitowego lub podłogowego podczas mocowania do belki do zawieszania w kształcie pętli korzystać ze wskazówek na stronie 5.

OBACANIE/WKŁADANIE KLINÓW

1. Upewnij się, że hamulce są zablokowane. Wykonanie tej czynności wymaga udziału więcej niż jednego opiekuna. W przypadku tylko jednego opiekuna podnieś barierki boczne.
2. Przed rozpoczęciem przemieszczania upewnij się, że pacjent jest wyśrodkowany na produkcie.
3. Wkładanie klinów
 - a. Aby włożyć kliny, trzymać zawiesie PROS Sling za uchwyty i umieścić kliny między łóżkiem a zawiesiem.
 - b. Wsuń stopkę klina pod uda pacjenta. Upewnij się, że do momentu ustawienia pozycji tylna część klina jest uniesiona, a następnie obniż klin, aby zamocować go za pomocą pianki HoldFast™.
 - c. Umieść klin standardowy tak, aby podpierał plecy pacjenta na szerokości około 1 dłoni od klina ze stopką. Upewnij się, że do momentu ustawienia pozycji tylna część klina jest uniesiona, a następnie obniż klin, aby zamocować go za pomocą pianki HoldFast.
 - d. Przeciągnij stopkę na drugą stronę pacjenta, aby zakotwić klin.
 - e. Po umieszczeniu klinów upewnij się, że kość krzyżowa nie dotyka łóżka (jest uniesiona). W przeciwnym przypadku zmień położenie klinów tak dotykając na łóżku, aby zapewnić odciążenie krzyży.
4. Obracanie higieniczne, wymiana HoverCover™, wkładanie klinów, (obracanie bez użycia powietrza)
 - a. Przy opiekunach ustawionych po obu stronach pacjenta jeden opiekun podaje pasy zawiesia opiekunowi, który dokończy obracanie
 - b. Zachowując prawidłową pozycję ergonomiczną, opiekun obracający pacjenta zaczyna ciągnąć za pasy zawiesia ułatwiając obracanie. Pacjent zaczyna obracać się na bok w stronę opiekuna wykonującego
 - c. W przypadku wymiany HoverCover lub obracania w celach higienicznych opiekun stojący po stronie przeciwnej przytrzymuje pacjenta leżącego na boku, podczas gdy opiekun obracający puszcza uchwyty i chwyta za barki i biodra pacjenta, aby go ustabilizować.
 - d. Po obróceniu pacjenta można wykonać zabiegi higieniczne oraz wyjąć i wymienić HoverCover.
 - e. Przed umieszczeniem klinów powtórz czynności na drugim boku.
 - f. Odnaleźć kość krzyżową pacjenta i umieścić klin pod nią. Wsuń stopkę pod uda pacjenta. Upewnij się, że do momentu ustawienia pozycji tylna część klina jest uniesiona, a następnie obniż klin, aby zamocować go za pomocą pianki HoldFast.
 - g. Umieść klin standardowy tak, aby podpierał plecy pacjenta na szerokości około 1 dłoni od klina ze stopką. Upewnij się, że do momentu ustawienia pozycji tylna część klina jest uniesiona, a następnie obniż klin, aby zamocować go za pomocą pianki HoldFast.
 - h. Połóż pacjenta na wznak.
 - i. Przeciągnij stopkę na drugą stronę pacjenta, aby zamocować klin.
 - j. Po umieszczeniu klinów upewnij się, że kość krzyżowa nie dotyka łóżka (jest uniesiona). W przeciwnym przypadku zmień położenie klinów tak dotykając na łóżku, aby zapewnić odciążenie krzyży.

Instrukcja stosowania jako prześcieradła do przesuwania

OBACANIE/WKŁADANIE KLINÓW — CIĄG DALSZY

5. Wkładanie klinów z użyciem podnośnika sufitowego lub przenośnego (pojedynczy opiekun)
- Podnieś bariereki boczne po stronie łóżka przeciwnej do obracania pacjenta. Upewnij się, że pacjent znajduje się na środku łóżka i przesuń go w stronę przeciwną do obracania, korzystając z zawiesia podłączonego do podnośnika lub stosując technikę ręczną. Umożliwi to ułożenie pacjenta na klinach na środku łóżka.
 - Zamocuj barkowe i biodrowe pętle z pasów zawiesia do belki do podwieszania, która powinna być równoległa do łóżka. Aby rozpocząć obracanie, podnieś podnośnik.
 - Wsuń stopkę klina tuż pod uda pacjenta. Upewnij się, że do momentu ustawienia pozycji tylna część klina jest uniesiona, a następnie obniż klin, aby zamocować go za pomocą pianki

HoldFast™.

- Umieść klin standardowy tak, aby podparł plecy pacjenta na szerokości około 1 dłoni od klina ze stopką. Upewnij się, że do momentu ustawienia pozycji tylna część klina jest uniesiona, a następnie obniż klin, aby zamocować go za pomocą pianki HoldFast.
- Po włożeniu klinów opuść pacjenta na kliny, upewniając się, że pasy nie znajdują się pod zawiesiem PROS Sling.
- Przeciwnym przypadkiem przyciągnij stopkę pod pacjentem na jego drugą stronę, tak aby ją napiąć. Sprawdź położenie klinów, wkładając dłoń między kliny i upewniając się, że kość krzyżowa nie dotyka łóżka. W przeciwnym przypadku zmień położenie klinów tak, aby zapewnić odciążenie krzyży.

OBACANIE NA BRZUCH

- Upewnij się, że hamulce są zablokowane. Do tej czynności potrzeba kilku opiekunów.
- Przed rozpoczęciem przemieszczania upewnij się, że pacjent jest wyśrodkowany na produkcie.
- Aby zapewnić miejsce na obracanie, przesuń pacjenta i zawiesie PROS Sling na bok łóżka.
- Umieść inny HoverCover i zawiesie PROS Sling u góry pacjenta. Złóż matę do poziomu barków, tak aby pozostawić twarz odsłoniętą.
- Zwiń oba zawiesia razem w kierunku pacjenta, tak aby go ściśle otulić.

- Mocno trzymając zwinięte zawiesia, obróć pacjenta na bok. Opiekunowie po drugiej stronie powinni zmienić położenie rąk (ręce z góry należy zamienić pozycjami z rękami z dołu).
- Po zmianie pozycji rąk kontynuuj obracanie. Rozwiń zawiesia i zdejmij górne zawiesie PROS Sling oraz HoverCover.
- Ustaw pacjenta w pozycji zgodnej z protokołem ośrodka.

Uwaga: W przypadku używania jako zawiesia podczas korzystania z podnośnika sufitowego lub podłogowego podczas mocowania do belki do zawieszania w kształcie pętli korzystać ze wskazówek podanych poniżej.

PRZESUWANIE W BOK

- Pacjent powinien leżeć na wznak na środku zawiesia PROS Sling.
- Upewnij się, że powierzchnie transferu są jak najbliżej siebie i zablokuj wszystkie koła.
- Jeśli to możliwe, przenieś się z wyższej powierzchni na niższą. Za pomocą dodatkowego prześcieradła lub koca zakryj odstęp między obiema powierzchniami.
- Chwyć uchwyty pod zawiesiem i przesuń pacjenta na powierzchnię

przyjmującą.

- Upewnij się, że pacjent jest wyśrodkowany na urządzeniu przyjmującym.
- Podnieś bariereki łóżka/noszy.

Uwaga: W przypadku używania jako zawiesia podczas korzystania z podnośnika sufitowego lub podłogowego podczas mocowania do belki do zawieszania w kształcie pętli korzystać ze wskazówek podanych poniżej.

Środki ostrożności podczas stosowania jako zawiesie

UŻYWANIE PASÓW				
TECHNIKA	Podnoszenie w pozycji na wznak	Obracanie	Zabiegi higieniczne/pielęgnacja krocza	Ułożenie na brzuchu (Za pomocą techniki podnoszenia w pozycji na wznak przesuń pacjenta bliżej boku łóżka. Następnie aby obrócić pacjenta na bok, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami użycia pasa).
1. zestaw (głowa)	Brązowy	Można użyć niebieskiego brązowego lub POMINAĆ.	POMIŃ	Można użyć niebieskiego brązowego lub POMINAĆ.
2. zestaw (barki)	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski
3. zestaw (biodra)	Niebieski	Niebieski	POMIŃ	Niebieski
4. zestaw (stopy)	Brązowy	Można użyć brązowego, białego lub POMINAĆ.	POMIŃ	Można użyć brązowego, białego lub POMINAĆ.

* Są to wyłącznie wskazówki dotyczące używania zawiesia PROS™ Sling. Szczegółne potrzeby danego pacjenta należy oceniać klinicznie.


Środki ostrożności podczas stosowania jako zawiesie

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA — PACJENT W ŁÓŻKU

Uwaga: Zawiesie PROS Sling ma osiem (8) pasów podtrzymujących, które należy przymocować.




1. Umieść zawiesie PROS Sling pod pacjentem przy użyciu techniki przetaczania.



2. Przymocuj wszystkie paski do zawiesia dla odpowiedniego bezpieczeństwa i wygody pacjenta. [Oznaczone kolorami pętle zapewniają łatwą identyfikację w celu dopasowania rozmieszczenia pasów po lewej i prawej stronie pacjenta]. Podnieś pacjenta zgodnie z instrukcjami producenta podnośnika.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA — POWRÓT DO ŁÓŻKA



1. Umieść pacjenta powyżej środka łóżka. Opuść pacjenta na łóżko.




3. Zamocuj pasy zawiesia do Velcro, aby uniknąć zwisania pasów i zmniejszyć podnoszenia (patrz schemat mocowania do ramy łóżka).




2. Odłącz pętle paska od zawiesia.

Środki ostrożności podczas stosowania jako zawiesie

INSTRUKCJA OBSŁUGI — OBRÓT NA BOK/UKŁADANIE NA BRZUCHU




1. Z pacjentem wyśrodkowanym na zawiesiu PROS Sling opuść belkę do zawieszania do wygodnej wysokości roboczej.




3. Po podniesieniu podnośnika pacjent obróci się w kierunku przeciwnej strony łóżka, do której przymocowane są pasy. W razie potrzeby użyj klinów, aby utrzymać pacjenta w odpowiedniej pozycji. Po zakończeniu zadania opuść zawiesie i zdejmij pasy zawiesia.

* Aby przeprowadzić pronację, kontynuuj obrót i dostosuj pacjenta/urządzenie w razie potrzeby po zakończeniu zadania.




2. Podnieś barierki łóżka i przymocuj pasy (wskazówki – patrz schemat) po przeciwnej do obrotu pacjenta stronie do pętli po tej samej stronie belki do zawieszania, zaczynając od strony nóg.


INSTRUKCJA OBSŁUGI — OBRÓT NA POTRZEBY CZYNNOŚCI HIGIENICZNYCH



1. Z pacjentem wyśrodkowanym na zawiesiu PROS Sling opuść belkę do zawieszania do wygodnej wysokości roboczej.




3. Po podniesieniu podnośnika pacjent zacznie obracać się w stronę przeciwną do podłączonego pasa. Pozostaw zawiesie na miejscu, aby wykonać czynność. Po zakończeniu zadania opuść zawiesie i zdejmij pasek zawiesia.




2. Podnieś barierki łóżka i zamocuj do zawiesie pas, który znajduje się najbliżej ramienia pacjenta.

Środki ostrożności podczas stosowania jako zawiesie


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA — PRZENOSZENIE NA SIEDZĄCO Z ŁÓŻKA




1. Umieść zawiesie PROS Sling pod pacjentem przy użyciu techniki przetaczania. Podnieś wezgielowe łóżka, aby przygotować się do transferu na siedząco.



3. Przymocuj niebieski pas zawiesia po każdej stronie barku. Pomiń biodrowe pasy zawiesia.



2. Przymocuj pasy w górnej części zawiesia PROS Sling do belki do zawieszania. Aby uzyskać w pełni wyprostowaną pozycję siedzącą, użyj uchwyty zielonego. Aby uzyskać odchylną pozycję siedzącą, użyj pierwszego paska zawiesia (niebieskiego), aby zmniejszyć zgięcie bioder.




4. Złóż zawiesie PROS Sling między nogami pacjenta i umieść stopy po obu stronach zawiesia PROS Sling. Przewlec jeden pasek po stronie nóg przez drugi w najniższej pętli najbliższej urządzenia i przymocuj do zawiesia. Przenieś pacjenta.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA — PRZENOSZENIE NA SIEDZĄCO Z WÓZKA



1. Przed zamocowaniem pasa upewnij się, że urządzenie zawiesia PROS Sling jest prawidłowo umieszczone pod pacjentem.



3. Przymocuj niebieski pas zawiesia po każdej stronie barku. Upewnij się, że na zawieszaniu jest wystarczająco dużo luzu, aby zamocować pasy na końcach po stronie nóg bez zsuwania pacjenta z wózka. Pomiń biodrowe pasy zawiesia.



2. Przymocuj pasy w górnej części zawiesia PROS Sling do belki do zawieszania. Aby uzyskać w pełni wyprostowaną pozycję siedzącą, użyj uchwyty zielonego. Aby uzyskać odchylną pozycję siedzącą, użyj pierwszego paska zawiesia (niebieskiego), aby zmniejszyć zgięcie bioder.



4. Złóż zawiesie PROS Sling między nogami pacjenta i umieść stopy po obu stronach zawiesia PROS Sling. Przewlec jeden pasek po stronie nóg przez drugi w najniższej pętli najbliższej urządzenia i przymocuj do zawiesia. Przenieś pacjenta.

Czyszczenie i konserwacja zapobiegawcza

CZYSZCZENIE ZAWIESIA PROS SLING

Zabrudzone zawiesie PROS Sling należy przetrzeć ściereczkami dezynfekującymi lub roztworem czyszczącym stosowanym w danym szpitalu do dezynfekcji sprzętu medycznego. Można również użyć roztworu wybielacza w proporcji 10:1 (10 części wody: jedna część wybielacza).

UWAGA: Czyszczenie roztworem wybielacza może spowodować odbarwienie tkaniny.

Aby pomóc w utrzymaniu zawiesia PROS Sling w czystości, HoverTech zaleca stosowanie jednorazowych powłok chłonnych HoverCover™. Aby utrzymać łóżko szpitalne w czystości, na zawiesiu PROS Sling można również ułożyć dowolny podkład, na którym leży pacjent.

Zawiesie PROS Sling do użytku przez jednego pacjenta nie jest przeznaczona do prania.

KONSERWACJA PREWENCYJNA

Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową zawiesia PROS Sling, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń, które uniemożliwiłyby korzystanie z zawiesia PROS Sling. Zawiesie PROS Sling powinno być wyposażone we wszystkie pasy i uchwyty (sprawdź w instrukcji wszystkie odpowiednie części). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, które mogłyby spowodować, że system nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem, zawiesie PROS Sling należy wycofać z użytkowania i zniszczyć.

KONTROLA INFEKCJI

Zawiesie PROS Sling do użytku przez jednego pacjenta zawiesia eliminuje możliwość skażenia krzyżowego i potrzebę prania.

Jeśli zawiesie PROS Sling jest używane dla pacjenta izolowanego, szpital powinien stosować te same protokoły/procedury, które stosuje dla materaca łóżka i/lub pościeli w takim pomieszczeniu izolacji pacjenta.

Zwroty i naprawy

Wszystkie produkty zwracane do HoverTech muszą posiadać numer autoryzacji zwrotu towarów (RGA) wydany przez firmę. Zadzwoń pod numer (800) 471-2776 i porozmawiaj z członkiem zespołu RGA, który nada Ci numer RGA. Każdy produkt zwrócony bez numeru RGA spowoduje opóźnienie czasu naprawy.

Zwracane produkty należy wysłać na adres:

HoverTech
DW: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

W przypadku firm europejskich wyślij zwrócone produkty na adres:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sweden

Aby uzyskać informacje na temat gwarancji na produkty, odwiedź naszą witrynę internetową:
<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Produkty te są zgodne z normami mającymi zastosowanie do produktów klasy 1 w rozporządzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

W przypadku wystąpienia związanego z urządzeniem zdarzenia niepożądanego, incydenty należy zgłaszać naszemu autoryzowanemu przedstawicielowi. Nasz autoryzowany przedstawiciel przekaze informacje do producenta.



**4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109**

**800.471.2776
Faks 610.694.9601**

**www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com**