



HOVERMATT®

PROS™ Air Sling

Avlastningssystem för ompositionering av patient

Bruksanvisning
























Gå till www.HoverMatt.com för andra språk

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|------|
| Symbolförklaring | 2 |
| Avsedd användning och förebyggande åtgärder | 3 |
| Del-id – HoverMatt® PROS Air Sling | 4 |
| Produktspecifikation/Nödvändiga tillbehör | 4 |
| Beskrivning av delar – HT-Air® Air Supply..... | 5 |
| Funktioner av HT-Air® Keypad | 5 |
| Tillbehör till Air200G/Air400G Air..... | 5 |
| Användarinstruktioner | 6-11 |
| Rengöring och förebyggande underhåll..... | 11 |
| Returer och reparationer | 12 |

HOVERMATT® Bruksanvisning för PROS™ Air Sling

Symbolförklaring

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
|  | CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE |  | LATEXFRI |
|  | UK-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE |  | UPPHÄNGNINGSTÅNG I SLINGFORM |
|  | AUKTORISERAD REPRESENTANT |  | PARTINUMMER |
|  | ANSVARIG PERSON I STORBRITANNIEN |  | TILLVERKARE |
|  | AUKTORISERAD REPRESENTANT I SCHWEIZ |  | TILLVERKNINGSDATUM |
|  | FÖRSIKTIGHET/VARNING |  | MEDICINSK UTRUSTNING |
|  | ANSLUT ANSLUTNINGSSREM |  | MODELLNUMMER |
|  | AVFALLSHANTERING |  | ENSKILD PATIENT – FLERFALDIG ANVÄNDNING |
|  | FOTÄNDE |  | MASKINTVÄTTA INTE |
|  | IMPORTÖR |  | UNIK ENHETSIDENTIFIERARE |
|  | DRIFTSINSTRUKTIONER |  | MAXIMAL PATIENTVIKT |

Avsedd användning och förebyggande åtgärder

AVSEDD ANVÄNDNING

HoverMatt® PROS™ (Patient Repositioning Off-Loading System eller avlastningssystem för omplacering av patient) Air Sling används för att hjälpa vårdare med positionering av patienten (inklusive uppresning och vändning), vertikala lyft, sidoförflyttningar och placering i bukläge med hjälp av luft- och/eller taklyftar eller mobila lyftar. Genom att ge tryckavlastning av benuskott för att underlätta Q2, minska skjuvning och friktion vid ompositionering och förbättra mikroklimatstyrningen, tillhandahåller systemet en lösning för att säkert vända och ompositionera patienter och samtidigt minska belastningen på vårdaren.

HoverTech Air Supply blåser upp PROS Air Sling till en kudde och vaggas för patienten, medan luften samtidigt kommer ut ur hålen på undersidan, vilket minskar kraften som behövs för att flytta patienten med 80–90 %.

INDIKATIONER

- Patienter som inte kan hjälpa till med sin egen ompositionering (inklusive vändning och uppresning) och sidoförflyttning.
- Patienter som behöver Q2-vändning för att avlasta trycket.
- Patienter som inte kan förflyttas till en stol.
- Patienter som behöver placeras i bukläge.
- Patienter vars vikt eller omfång innebär en eventuell hälsorisk för de vårdare som är ansvariga för ompositionering eller förflyttning av dessa patienter

KONTRAINDIKATIONER

- Får inte användas med patienter som väger mer än 600 kg att lyfta eller 1 200 kg vid luftassistering.
- Får inte användas på patienter som har frakturer i bröstorg, nacke eller ländrygg som bedöms som instabila, såvida inte ett läkarbeslut har tagits på vårdinrättningen.

INSTÄLLNINGAR FÖR AVSEDD VÅRD

- Sjukhus, vårdinrättningar för långtidsvård eller inrättningar för förlängd vård.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – PROS AIR SLING

- Vårdpersonal måste kontrollera att alla bromsar är ilagda före flytten.
- Använd minst två vårdare vid sidoförflyttning av patienten.
- För positionering i sängen kan det behövas mer än en vårdare. Sidskenor måste lyftas med en vårdgivare.
- Lämna aldrig patienten utan uppsikt på en uppbläst produkt.
- Använd endast denna produkt för dess avsedda ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd endast de fästen och/eller tillbehör som är godkända av HoverTech.
- Vid förflyttning eller positionering på en madrass med låg luftförlust ska madrassens luftflöde ställas in på den högsta nivån för ett fast underlag.



Om det finns indikationer på skada, ta PROS Air Sling ur drift och kassera

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – FÖR ANVÄNDNING SOM SELE

- För bukläge, se HoverTechs video på www.HoverMatt.com.
- PROS Air Sling får endast användas av utbildad personal.
- En klinisk bedömning bör utföras innan patienter lyfts med PROS Air Sling.
- Se till att PROS Air Sling inte är fäst vid något annat föremål än den ögla som finns på upphängningsstången.
- Vid festsättning på upphängningsstången, se till att färgerna på bandöglorna matchar på patientens vänstra och högra sida.
- När slingans supportremmar är helt utdragna, se till att de är korrekt anslutna till upphängningsstången innan patienten lyfts.
- Vid sittande lyft, se till att brukaren sitter säkert i PROS Air Sling innan förflyttning eller lyft.
- Lyft aldrig patient högre än det behövs för att slutföra lyftet/förflyttningen.
- Lämna aldrig patienten utan uppsikt när PROS Air Sling används för att lyfta patienten.
- Använd PROS Air Sling enligt anvisningarna för både lyft och PROS Air Sling.
- Om viktgränsen skiljer sig mellan patientlyft, upphängningsstången och PROS Air Sling gäller den lägsta viktgränsen.



Sidskenor måste lyftas med en vårdgivare.



Endast för användning med upphängningsstång i slingform.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – LUFTFÖRSÖRJNING

- Använd den inte i närvaro av antändbara anestetika eller i en hyperbar kammare eller syretält.
- Dra nätsladden på så vis att den inte medför några risker.
- Se till att inte blockera luftintaget på Air Supply.
- Vid användning av PROS Air Sling i MRI-miljö, krävs en 25 fots specialslang för MRI (kan köpas separat).



Undvik elektriska stötar. Öppna inte luftförsörjningen.




Läs bruksanvisningen för den särskilda produkten för ytterliga användarinstruktioner.



För att förhindra att patienten glider av i operationssalen, släpp alltid ur lyft ur PROS Air Sling och säkra patienten och PROS Air Sling till operationsbordet innan du flyttar bordet till ett vinklat läge.

HOVERMATT® Bruksanvisning för PROS™ Air Sling

Beskrivning av delar – PROS Air Sling



Produktspecifikation/Nödvändiga tillbehör

PROS Air Sling

| | |
|----------------------|----------------|
| Material: | Nylontwill |
| Konstruktion: | Sydd |
| Bredd: | 48,5" (123 cm) |
| Längd: | 78" (198 cm) |

Modellnummer: PROS-HMSL-KIT (Air Sling + HoverCover + ett par kilar) 3 per låda*

Modellnummer: PROS-HMSL-CS (Air Sling + HoverCover + ett par kilar) 5 per låda



GRÄNS FÖR LYFT 600 LBS/273 KG

1200 LBS/544 KG luftassisterad

*Kilparet inkluderar: 1 kil med ände och 1 utan ände, komprimerad

NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR FÖR ANVÄNDNING SOM TRANSPORTMADRASS:

Modellnummer: HTAIR1200 (Nordamerikas variant) – 120V~, 60 Hz, 10A

Modellnummer: HTAIR2300 (Europas variant) – 230V~, 50 Hz, 6A

Modellnummer: HTAIR1000 (Japans variant) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A

Modellnummer: HTAIR2356 (Koreas variant) – 230V~, 50/60 Hz, 6A

Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A

Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A


NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR FÖR ANVÄNDNING SOM SELE:

Alla patienter med 2-, 3- eller 4-punkters upphängningsstång i slingform avsedd för användning med:

- Mobila hissar
- Hissvagnar
- Stationära hissar monterade till väggen/väggar, golvet och/eller taket
- Stationära fristående hissar


HOVERMATT® Bruksanvisning för PROS™ Air Sling

Beskrivning av delar – HT-Air® Air Supply



WARNING: HT-Air är inte kompatibel med nätaggregat med likspänning.
HT-Air är inte avsedd för användning med HoverJack Battery Cart.

Funktioner av HT-Air® Keypad



JUSTERBAR: För användning med HoverTechs luftburna positioneringsprodukter. Det finns fyra olika inställningar. Varje tryck på knappen ökar lufttrycket och uppblåsningens hastighet. Den grönt blinkande LED-lampor anger uppblåsningens hastighet med antalet blinkningar (t.ex. två blinkningar motsvarar den andra uppblåsningens hastighet).

Alla inställningar inom intervallet JUSTERBAR är längre än inställningar för HoverMatt och HoverJack. Funktionen JUSTERBAR kan inte användas för flytt.

Inställningen JUSTERBAR är en säkerhetsfunktion som kan användas för att säkerställa att patienten är centrerad på HoverTech luftburna produkter och gradvis vänja en patient som är blyg eller har ont till både bullret och funktionen av de uppblåsta produkterna.



VILOLÄGE: Används för att stoppa uppblåsningen/flödet (gul LED-lampa anger VILOLÄGE).



HOVERMATT 28/34: För användning med 28 tums och 34 tums HoverMatts och HoverSlings.



HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK: För användning med 39 tums och 50 tums HoverMatts och HoverSlings samt 32 tums och 39 tums HoverJacks.

Tillbehör till Air200G/Air400G Air

Om du använder HoverTechs tillbehör till Air200G eller Air400G Air, tryck på den gråa knappen uppe på behållaren för att starta luftflödet. Tryck på knappen igen för att stoppa luftflödet.

Bruksanvisning – PROS Air Sling

PLACERA PRODUKTEN UNDER PATIENTEN – RULLTEKNIK

1. Öppna produkten och placera den i längdriktningen bredvid patienten.
2. Fäll ut PROS Air Sling längst bort från patienten på sidan av sängen.
3. Stoppa in den andra sidan under patienten så långt som möjligt.
4. Rulla patienten på sidan mot den utfällda lyftselen. Rulla ut resten av lyftselen under patienten så att den täcker sängen.
5. Placera patienten i ryggläge igen. Råta ut lyftselen för att avlägsna eventuella veck.

FASTSÄTTNING PÅ SÄNGRAM

1. Fäst kardborrehaken löst i kardborreöglan runt fasta punkter på sänggramen (eller på huvudgaveln) för att minska selens förflyttning.
2. Upprepa processen på de tre andra hörnen av lyftselen.
3. Koppla loss lyftselarna från sänggramen innan du reser, vänder, lägger i bukläge, lyfter och/eller förflyttar.

För användning som luftassisterad anordning

1. Patienten ska förmodligen hellre ligga ner.
2. Placera PROS Air Sling under patienten med hjälp av en rullteknik.
3. Koppla in HoverTech Air Supply-nätsladden till ett eluttag.
4. Sätt in slangmunstycket i en av de två slangöppningarna vid fotänden av PROS Air Sling och snäpp fast.

UPPRESNING

(För att underlätta uppresning, placera sängen i Trendelenburg före uppresningen.)

1. Om du använder en medhjälpare, höj sidorna innan madrassen blåses upp.
2. Tryck på knappen för varierande hastighet för att säkerställa att patienten är centrerad.
3. När du bekräftat att patienten är centrerad trycker du på 39-tums HoverMatt-inställningen på lufttillförseln.
OBS: Om du använder Air200G eller Air400G trycker du på den grå knappen för att blåsa upp PROS Air Sling helt.
4. När madrassen är helt uppblåst, använd handtagen under madrassens kant för att lyfta patienten.
5. Stäng av lufttillförseln och använd säng/bårskenorna.
6. Fäst kardborreband för att hålla madrassen på plats och minska förflyttning

OMPOSITIONERING/PLACERING AV KIL

1. Om du använder en medhjälpare, höj sidorna innan madrassen blåses upp.
 2. Tryck på knappen för varierande hastighet för att säkerställa att patienten är centrerad.
 3. När du bekräftat att patienten är centrerad trycker du på 39-tums HoverMatt-inställningen på lufttillförseln.
OBS: Om du använder Air200G eller Air400G trycker du på den grå knappen för att blåsa upp PROS Air Sling helt.
 4. När madrassen är helt uppblåst, använd handtagen under madrassens kant för att centrera patienten på sängen.
 5. Stäng av lufttillförseln och använd säng/bårskenorna.
 6. Fäst kardborreband för att hålla madrassen på plats och minska rörelse.
1. Placering av kil (om en medhjälpare används måste sidskenorna höjas)
 - a. För att sätta in kilar, blås upp PROS Air Sling och håll i kanten på madrassen. Placera kilar mellan sängen och enheten.
 - b. För in kilens ände precis under patientens lår. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast™-skummet.
 - c. Dra igenom änden till den andra sidan av patienten för att förankra kilen.
 - d. Placera standardkilen för att stödja patientens rygg ca 1 handsbredd från kilen med ände. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast-skummet.
 - e. När kilarna är på plats ska du kontrollera att korsbenet inte vidrör sängen (flytande). Om så är fallet, placera om kilarna för att säkerställa avlastning av korsbenet.
 - f. Töm madrassen på luft och se över kilarnas placering.

OMPOSITIONERING/PLACERING AV KILAR (FORTSÄTTNING)

2. Hygienvändning, HoverCover™-ersättning, kilplacering (luftvändning)

- Med en vårdare på varje sida av patienten, blås upp PROS Air Sling helt. Flytta patienten i motsatt riktning mot vridningen, så nära sängkanten som möjligt för att säkerställa att patienten är centrerad på sängen vid ompositionering.
- För att lägga patienten på sidan trycker vårdaren längst bort från patienten försiktigt ned PROS Air Sling vid patientens axel och höft, medan den vändande vårdaren försiktigt drar handtagen uppåt. När patienten har vänts på sidan stannar den mottagande vårdaren kvar hos patienten medan den vändande vårdaren trycker på STANDBY-knappen för att stoppa luftflödet.
- Om du byter ut HoverCover eller utför en hygienvändning ska den motsatta vårdaren stötta patienten på sidan medan den vändande vårdaren släpper handtagen och håller i patientens höft och axel för att stabilisera patienten.
- Medan patienten är vänd kan hygien utföras och HoverCover tas bort och sätts tillbaka.
- Upprepa på andra sidan innan du placerar ut kilarna.
- För in kilens ände precis under patientens lår. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast™-skummet.
- Placera standardkilen för att stödja patientens rygg ca 1 handsbredd från kilen med ände. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast-skummet.
- För tillbaka patienten till ryggläge.

i. Dra igenom änden till den andra sidan av patienten för att förankra kilen.

j. När kilarna är på plats ska du kontrollera att korsbenet inte vidrör sängen (flytande). Om så är fallet, placera om kilarna för att säkerställa avlastning av korsbenet

3. Kilplacering med taklyft eller portabel lyft (ensam vårdare)

- Höj sidskenorna på motsatt sida av sängen som patienten ska vändas mot. Säkerställ att patienten är centrerad och för patienten i motsatt riktning mot svängen med hjälp av antingen lyftselen eller en manuell teknik. Detta gör att patienten kan centreras i sängen när han eller hon flyttas över på kilarna.
- Fäst lyftselens axel- och höftremmar i upphängningsstången som ska vara parallell med sängen. Höj hissen för att initiera svängen.
- För in kilens ände precis under patientens lår. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast-skummet.
- Placera standardkilen för att stödja patientens rygg ca 1 handsbredd från kilen med ände. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast-skummet.
- När kilarna har placerats sänker du ner patienten på kilarna och ser till att remmarna inte är under PROS Air Sling.
- Dra igenom änden till patientens andra sida tills du har lärt dig. Kontrollera kilarnas placering genom att placera handen mellan kilarna och kontrollera att korsbenet inte vidrör sängen. Om så är fallet, placera om kilarna för att säkerställa avlastning av korsbenet.

SIDOFÖRFLYTTNING

- Se till att förflyttningsytorna ligger så nära varandra som möjligt och lås alla hjul.
- Om möjligt, flytta från en högre yta till en lägre yta.
- Tryck på knappen för varierande hastighet för att säkerställa att patienten är centrerad.
- När du bekräftat att patienten är centrerad trycker du på 39-tums HoverMatt-inställningen på lufttillförseln.

OBS: Om du använder Air200G eller Air400G trycker du på den grå knappen för att blåsa upp PROS Air Sling helt.

- Tryck PROS Air Sling i en vinkel, antingen med huvudet före

eller med fötterna först. När du är halva vägen ska den motsatta vårdgivaren ta tag i de närmaste handtagen och dra den till den avsedda platsen.

- Se till att patienten är centrerad på mottagande utrustning innan du släpper ut luft.
- Stäng av lufttillförseln och använd säng/bårskenorna.
- Ta bort lyftremmarna med kardborreband från fickorna och fäst dem löst i fasta punkter på sängramen vid förflyttning tillbaka till sängen.

OBS: För användning med patienter av samma storlek kan två luftkällor användas för uppblåsning.

BUKLÄGE

- Säkerställ att bromsarna är låsta. Flera vårdare behövs för denna uppgift.
- Säkerställ att patienten är centrerad på produkten före förflyttning.
- Blås upp PROS Air Sling. För patienten över till ena sidan av sängen för att ge plats för vändningen.
- Placera ytterligare en HoverCover, positioneringsanordningar eller kuddar och PROS Air Sling ovanpå patienten. Vik ner madrassen till axelhöjd och håll ansiktet fritt.


- Rulla ihop de två PROS Air Slings mot patienten så att de sluter tätt om patienten.
- Vänd patienten på sidan med ett stadigt grepp om de rullade madrasserna. Vårdare på motsatta sidor ska byta handpositioner (händerna på ovasidan ska skiftas med händerna på undersidan).
- Fortsätt med vändningen efter att handpositionerna har skiftats. Rulla ut madrasserna och ta bort den övre PROS Air Sling och HoverCover.
- Placera patienten enligt vårdinrättningens rutiner.

HOVERMATT® Bruksanvisning för PROS™ Air Sling


PROS Air Sling – bruksanvisning för användning som en sele

BRUKSANVISNING – PATIENT I SÄNGEN

Observera: PROS Air Sling har åtta (8) lyftremmar för selen som behöver anslutas.




1. Placera PROS Air Sling under patienten med hjälp av en rullteknik.



2. Anslut alla axelremmar till upphängningsstången för korrekt säkerhet och patientkomfort.
[De färgkodade remslingorna tillåter enkel identifiering för att matcha remmens placering på den vänstra och högra sidan av patienten.] Lyft patienten i enlighet med lyfttillverkarens instruktioner.


BRUKSANVISNING – TILLBAKA TILL SÄNGEN



1. Placera patienten ovanför sängens mitt. Sänk patienten till sängen.



3. Sätt tillbaka lyftselens band med kardborreband för att undvika hängande band och för att minska resning (se tabell för fastsättning på sänggram).




2. Koppla bort remslingorna från upphängningsstången.


HOVERMATT® Bruksanvisning för PROS™ Air Sling

PROS Air Sling – bruksanvisning för användning som en sele

BRUKSANVISNING – LATERAL VRIDNING/BUKLÄGE




1. Med patienten liggande på PROS Air Sling, sänk ner upphängningsstången för bekväm arbetshöjd.




3. När liften är upplyft, vrider sig patienten mot motsatt sida av sängen dit remmarna är anslutna också. Använd kilar för att hålla patienten i position om så önskas (se ovan för placering av kilar). Efter att uppgiften har slutförts, sänk ner upphängningsstången och ta bort selremmarna.

* För att fortsätta, fortsätt och vrid med patienten för att justera patienten/enheten som det krävs efter att uppgiften slutförts.



2. Höj sängens skenor och anslut (se diagrammet för vägledning) remmar på motsatt sida av patienten, vrid mot slingor på samma sida av upphängningsstången genom att starta vid fotänden.


BRUKSANVISNING – VRIDNING AV HYGIENISKA SJÄL



1. Med patienten liggande på PROS Air Sling, sänk ner upphängningsstången för bekväm arbetshöjd.



3. När liften är upphöjd, kommer patienten börja vrida sig mot motsatt sida av den anslutna remmen. Lämna selen på plats för att utföra uppgiften. Efter att uppgiften har slutförts, sänk ner upphängningsstången och ta bort selremmen.




2. Lyft sängskenor och anslut den lyftsele som är närmast patientens axel till upphängningsstången.


HOVERMATT® Bruksanvisning för PROS™ Air Sling

PROS Air Sling – bruksanvisning för användning som en sele


BRUKSANVISNING – SITTANDE FLYTT FRÅN SÄNGEN




1. Placera PROS Air Sling under patienten genom att använda rullteknik. Lyft sängens huvuddel för att förbereda för sittande flytt.



3. Fäst den blå lyftremmen på vardera axel-sidan. Hoppa över höftselens remmar.



2. Fäst remmarna vid toppen av PROS Air Sling till upphängningsstängan. För en helt upprätt sittställning – använd det gröna handtaget. För en bakåtlutad sittställning – använd det första lyftbandet (blått) för att minska höftböjning.




4. Vik PROS Air Sling mellan patientens ben och placera foten vid varje sida av PROS Air Sling. Korsa den enda selremmen vid fotänden genom den andra vid den längsta slingan närmast enheten för att bifoga den till upphängningstängan. Flytta patienten.

BRUKSANVISNING – SITTANDE FLYTT FRÅN STOLEN



1. Se till att PROS Air Sling är korrekt placerad under patienten innan du fäster remmen.



3. Fäst den blå lyftremmen på vardera sida axeln. Se till att upphängningsstängan är tillräckligt slapp för att ansluta remmarna vid fotänden utan att skjuta patienten ur stolen. Hoppa över höftselens remmar.



2. Anslut remmarna vid toppen av PROS Air Sling till upphängningsstängan. För en helt upprätt sittställning – använd det gröna handtaget. För en bakåtlutad sittställning – använd det första lyftbandet (blått) för att minska höftböjning.



4. Vik PROS Air Sling mellan patientens ben och placera foten vid varje sida av PROS Air Sling. Korsa den enda selremmen vid fotänden genom den andra vid den längsta slingan närmast enheten för att bifoga den till upphängningstängan. Flytta patienten.

PROS Air Sling – bruksanvisning för användning som en sele

| ANVÄNDNING AV REMMAR | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|
| TEKNIK | Lyft i ryggläge | Vändning | Hygien/vård av perineum | Bukläge (Använd teknik för lyft i ryggläge för att flytta patienten närmare sängkanten. Följ sedan remmen genom att använda under på ena sidan för att vända patienten). |
| 1:a uppsättningen (huvud) | Brun | Du kan använda – Blå, Brun eller HOPPA ÖVER | HOPPA ÖVER | Du kan använda – Blå, Brun eller HOPPA ÖVER |
| 2:a uppsättningen (axel) | Blå | Blå | Blå | Blå |
| 3:e uppsättningen (höft) | Blå | Blå | HOPPA ÖVER | Blå |
| 4:e uppsättning (fot) | Brun | Du kan använda – Blå, Vit eller HOPPA ÖVER | HOPPA ÖVER | Du kan använda – Blå, Vit eller HOPPA ÖVER |

*Detta är bara en guide till hur du använder PROS™ Air Sling. Använd klinisk bedömning för patientspecifika behov.

Rengöring och förebyggande underhåll

PROS AIR SLING RENGÖRING

Om PROS Air Sling är smutsig kan den torkas av med desinfektionsservetter eller en rengöringslösning som används av ditt sjukhus för desinfektion av medicinsk utrustning. En 10:1 blekningslösning (10 delar vatten: en del blekningsmedel) kan också användas.

OBS: Rengöring med blekningslösning kan missfärga tyg.

För att hålla PROS Air Sling ren rekommenderar HoverTech att du använder HoverCover™ absorberande engångsoverdrag. Oavsett vad patienten ligger på för att hålla sjukhussängen ren kan det också placeras ovanpå PROS Air Sling.

PROS Air Sling för engångsbruk är inte avsedd att tvättas.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV LUFTFÖRSÖRJNINGEN

Läs bruksanvisningen för luftförsörjningen som referens.

OBSERVERA: KONTROLLERA LOKALA/STATLIGA/FEDERALA/INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Före användning ska PROS Air Sling genomgå en visuell inspektion för att säkerställa att det inte finns några synliga skador som skulle göra PROS Air Sling oanvändbar. PROS Air Sling måste innehålla alla sina säkerhetsremmar och handtag för patienter (se bruksanvisningen för alla lämpliga delar). Om någon skada upptäcks som gör att systemet inte fungerar som avsett ska PROS Air Sling tas ur bruk och kasseras.

INFEKTIONSKONTROLL

PROS Air Sling för engångsbruk eliminerar risken för korskontaminering och behovet av maskintvätt.

Om PROS Air Sling används för en isolerad patient ska sjukhuset använda samma protokoll/rutiner som används för bäddmadrassen och/eller sängkläderna i patientrummet.

Returer och reparationer

Alla produkter som returneras till HoverTech måste ha ett RGA-nummer (Returned Goods Authorization (Auktorisering för returnerade varor)) som utfärdas av företaget.

Ring (800) 471-2776 och fråga efter en medlem av RGA-teamet som utfärdar ett RGA-nummer. Alla produkter som skickas tillbaka utan ett RGA-nummer kommer att ha längre reparationstid.

Returnerade produkter ska skickas till:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

För europeiska företag, skicka produkter du vill returnera till:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sverige

För produktgarantier, gå till vår webbplats:

<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Dessa produkter överensstämmer med standarderna som tillämpas för klass 1-produkter i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

I fall av oönskade händelser avseende produkten ska denna händelse rapporteras till vår auktoriserade representant. Våra auktoriserade representanter skickar informationen till tillverkaren.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com